

TERAPEUTA PRESTIGE M-S5

5-delt briks – elektrisk



Længde:
205 cm



Højdejustering:
47-95 cm



Bredde:
69 cm





Vægt:
92/107 kg



Maks. belastning:
150 kg



Lagervare:
Ja



Specielt for Prestige M-S5 behandlings- og massagebriks

- Hovedsektion justerbar med gasfjeder fra -70° til +40°
- Ansigtshul med aftagelig pude
- Nedklappelig armstøtte i hovedsektionen
- Justerbar bensektion fra 0° til 85° med gasfjeder
- Greb til gasfjederensystem i bensektionen, tilgængeligt fra begge sider af briksen
- Dobbelt lag fyld med brandsikker, biokompatibel og ridsebestandig polstring i mange farver
- Pulverlakeret, ekstremt stabil stålramme
- To sidebeslag til fastgørelse af mobiliseringsbælter og elastikbånd
- Håndtag til fastgørelse af bøjle/rem til traktion
- Personligt Adgangssystem (PAS) med to sikkerhedsmagnetnøgler
- HalloTronic® system til elektrisk højdejustering fra 47-95 cm med en kapacitet op til 150 kg
- Pulverlakeret fodpedal i stål til højdejustering, tilgængelig fra begge sider af briksen
- Non-slip gummifødder med 1 cm højdejustering til nivellering af briksen

Yderligere valgmuligheder

- Varmeelement til briksene