

# TERAPEUTA **PRESTIGE B-S1**

Udelt briks – elektrisk



**Længde:**  
200 cm



**Højdejustering:**  
47-95 cm



**Bredde:**  
120 cm



**Vægt:**  
150 kg



**Maks. belastning:**  
150 kg



**Lagervare:**  
Ja

- Ekstra bred overflade
- Briks med udelt lejefflade
- Dobbelt lag fyld med brandsikker, biokompatibel og ridsebestandig polstring i mange farver
- Pulverlakeret, ekstremt bred og stabil stålramme
- Personligt Adgangssystem (PAS) med to sikkerhedsmagnetnøgler
- HalloTronic® system til elektrisk højdejustering fra 47-95 cm med en kapacitet op til 150 kg
- Pulverlakeret fodpedal i stål til højdejustering, tilgængelig fra begge sider af briksen
- Non-slip gummifødder med 1 cm højdejustering til nivellering af briksen
- F4 hjulsystem – styrehjulssystem med dobbeltgreb, der kan trækkes tilbage, bestående af fire retningsbestemte styrehjul med centralbremse og fire ben med non-slip gummifødder



200 cm