

TERAPEUTA **PRESTIGE B-S2**

2-delt briks – elektrisk



Længde:
203 cm



Højdejustering:
50-98 cm



Bredde:
120 cm




Vægt:
150 kg



Maks. belastning:
150 kg



Lagervare:
Ja



- Hovedsektion justerbar med gasfjeder fra 0° til 85°
- Ekstra bred overflade
- Dobbelt lag fyld med brandsikker, biokompatibel og ridsebestandig polstring i mange farver
- Pulverlakeret, ekstremt bred og stabil stålramme
- Personligt Adgangssystem (PAS) med to sikkerhedsmagnetnøgler
- HalloTronic® system til elektrisk højdejustering fra 50-98 cm med en kapacitet op til 150 kg
- Pulverlakeret fodpedal i stål til højdejustering, tilgængelig fra begge sider af briksen
- Non-slip gummifødder med 1 cm højdejustering til nivellering af briksen
- F4 hjulsystem – styrehjulssystem med dobbeltgreb, der kan trækkes tilbage, bestående af fire retningsbestemte styrehjul med centralbremse og fire ben med non-slip gummifødder

