

Guide til spørgsmål du bør stille dig selv, før du vælger en behandlerbriks

Når du skal vælge en behandlingsbriks, er der mange forhold at tage stilling til. Valget handler ikke kun om pris eller udseende, men om funktion, stabilitet, drift og vedligehold. Hos Clinical Innovation ApS har vi samlet vores erfaringer fra næsten 30 år i branchen og udviklingsarbejde med nye brikse – og vi deler gerne vores viden med dig.

Formålet er ikke at sælge en bestemt model, men at hjælpe dig til at vælge den rigtige løsning for netop din klinik.

Vigtige overvejelser før du vælger briks

1. Stabilitet og anvendelse

Hvor vigtig er stabilitet i din daglige behandling? Skal briksen kunne bruges til mobilisering, manipulation eller mere stationære behandlingsformer?

2. Lejeflade og opdeling

Hvordan er din arbejdsstilling og behandlingsform?

- 3-delt, 5-delt eller specialopdelt leje?
- Bredde: 60, 70, 80 eller 90 cm – eller behov for sidevinger?
- Længde: standard 200 cm, eller har du særlige ønsker?

3. Højderegulering og betjening

- Skal den være elektrisk, hydraulisk eller batteridrevet?
- Betjening via fodkontakt, 360° fodbøjle eller håndkontrol?
- Hvor hurtigt skal den kunne køre fra laveste til højeste position?

4. Hjul og hjul regulering

- 2 stk. (så skal en flyttes som en trillebør)
- 4 stk. men uden centralt hjulløft
- 4 stk. med centralt hjulløft

5. Overflade og komfort

- Blød, mellem eller fast polstring?
- Kombination af skumlag for støtte og komfort?
- Er farve og udtryk på overfladen vigtig i din klinik?



CLINICAL INNOVATION

6. Hvor mange kilo skal den kunne løfte?

- Maks. 150 kg
- Maks. 200 kg
- Maks. 250 kg

7. Hvad er budgettet?

- Maks. 10.000 dkk
- Maks. 15.000 dkk
- Maks. 20.000 dkk

8. Drift og vedligehold

En behandlingsbriks er et arbejdsredskab, der skal fungere hver dag. Derfor bør du kende svarene på:

- Hvad dækker garanti og serviceaftaler?
- Hvor hurtigt kan reservedele skaffes, hvis noget svigter?
- Hvordan kan overfladen vedligeholdes, og hvem kan udføre det?

9. Økonomi og betalingsform

Overvej om du vil:

- Købe kontant
- Lease (finansiel eller operationel leasing)
- Leje med indbygget serviceaftale

Få en faglig sparring før du beslutter dig

Hos Clinical Innovation rådgiver vi fysioterapeuter, klinikker og institutioner om valg af behandlingsbrikse – uanset mærke eller leverandør.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale:

Claus Dinesen

Clinical Innovation ApS

Telefon: 40 57 43 68

E-mail: cd@clinicalinnovation.dk