



CLINICAL INNOVATION

Bedre i bevægelse

2022



Klik på sidetallene for at gå til produkterne

OVERSIGT

KNÆ 2

| | |
|---------------------------|----|
| GENU-HIT® | 7 |
| GENU-HIT® STROP | 8 |
| GENU-HIT® SUPREME | 9 |
| GENU-HIT® + COMFORT | 10 |
| GENU-HIT® WING | 11 |
| PATELLADYN..... | 12 |
| MORBUS-SCHLATTER | 13 |
| KASSELER PATELLAR | 14 |
| GENU-HIT® GS..... | 15 |
| GENUDYN® CI | 16 |
| GENUDYN® CI NOVEL..... | 17 |
| GENU-TEX® | 18 |
| GENUDYN® OA | 19 |

ANKEL & FOD 23

| | |
|--------------------------|----|
| MALLEO-HIT® | 25 |
| MALLEO-HIT® SUPREME..... | 26 |
| SWEDE-O-UNIVERSAL | 27 |
| ARTHROFIX® AIR..... | 28 |
| ACHILLO-HIT® | 29 |
| NEURODYN® CLASSIC..... | 30 |
| METARSO® | 31 |
| MALLEODYN® S3 | 32 |
| FIBULO-TAPE® | 33 |

RYG & HOFTE 38

| | |
|-------------------------|----|
| VERTEBRADYN® LIGHT..... | 40 |
| VERTEBRADYN® SENSO..... | 41 |
| VERTEBRADYN® VARIO..... | 42 |

| | |
|---------------------------|----|
| VERTEBRADYN® STRONG..... | 43 |
| VERTEBRADYN® ISG | 44 |
| VERTEBRADYN SUPREME | 45 |
| VERTEBRADYN OSTEO | 46 |

ALBUE & SKULDER 51

| | |
|-----------------------|----|
| EPIDYN® | 54 |
| EPIDYN® SUPREME | 55 |
| EPI-HIT® | 56 |
| EPIDYN® AKTIV | 57 |
| EPIDYN® STABIL | 58 |
| CUBIDYN® | 59 |

HÅND & TOMMEL 64

| | |
|------------------------|----|
| MANUDYN® | 68 |
| MANU-HIT® | 69 |
| MANU-X® | 70 |
| RHIZO-HIT® | 71 |
| MANUDYN® SUPREME | 72 |

NAKKE 79

| | |
|--------------------|----|
| CERVILASTIC® | 80 |
| CERVI-HIT® | 81 |

MÅLEGUIDE 82

BØRNEORTOPÆDIK 83

NEURO ORTOPÆDIK 85

Få hurtig adgang til kataloget på din telefon






Klik her








KNÆ

Lagervarer - Bestil inden kl. 14 og få leveret næste hverdag

| | GENU-HIT® | GENU-HIT® STROP | GENU-HIT® SUPREME | GENU-HIT® +COMFORT | GENU-HIT® WING | PATELLADYN® | MORBUS-SCHLATTER® | KASSELER PATELLAR |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Varenr. | 7081 | 7281 | 7181 | 7087 | 7089 | 7085 | 7084 | 7229 |
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pris (noter selv) | | | | | | | | |
| Milde ligamentskader | X | X | X | X | X | | | |
| Artrose | X | X | X | X | X | | | |
| Ødemer | X | X | X | X | | | | |
| Patellafemoralt smertesyndrom | X | X | X | X | X | X | | X |
| Irritationstilstande | X | X | X | X | | X | | |
| Bakers cyste | X | X | X | X | | | | |
| Posttraumatisk | X | X | X | X | | | | |
| Postoperativt | X | X | X | X | | | | |
| Instabilitetstendens | X | X | X | X | | | | |
| Menisk skader | | | | | X | | | |
| Plicasyptomer | | | | | X | | | |
| Smerter, ventralt og medalt | | | | | X | | | |
| Patella lateralisering | | | | | | X | | |
| Patella luxation | | | | | | X | | |
| Morbus Osgood-Schlatter | | | | | | | X | X |
| Traktiosapophysitis | | | | | | | X | X |

| |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|
| Varenr. | 7014 | 7780 | 7785 | 7720 | 7788 / 7789 |
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pris (noter selv) | | | | | |
| Milde ligamentskader | X | | | | |
| Artrose | X | | | X | X |
| Ødemer | | | | X | |
| Bakers cyste | X | | | | |
| Posttraumatisk | X | X | X | | X |
| Postoperativt | X | X | X | | X |
| Let instabilitet | X | | | | |
| Kraftig instabilitet | | X | X | | |
| Menisk skader | | X | X | | |
| ACL og PCL ruptur/partielruptur | | X | X | X | |
| Rekonstrueret ACL og/eller PCL | | X | X | X | |
| Ligamentruptur/-insufficiens af kollaterale ligamenter | | X | X | X | |
| Skuffeløshed i knæet | | X | X | X | |
| Leddeigt/RA | | | | X | |
| Partiel rupturer | | | | X | |
| Rekonstruktion af menisk | | | | X | |
| Instabilitet | | | | X | |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

| |  GENU-HIT®+ |  GENU-HIT®RS |  SUPER-GENUPLUS® |  MENISKUS BANDAGE |  KASSELER PATELLAR AKTIV |
|--|--|---|--|--|---|
| Varenr. | 7083 | 7088 | 7097 | 7730 | 7706 |
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Pris (noter selv) | | | | | |
| Instabilitetstendens | X | X | | | |
| Milde ligamentskader | X | X | | | |
| Instabilitet | | | | | |
| Artrose | X | X | | | |
| Ødemer | X | X | | | |
| Patellafemoralt smertesyndrom | X | X | X | X | X |
| Irritationstilstande | X | X | | | |
| Bakers cyste | X | X | | | |
| Posttraumatisk | X | X | X | | |
| Postoperativt | X | X | X | X | |
| Kronisk instabilitet | X | X | | | |
| Traktionsapophysitis | | | X | | |
| Morbus Osgood-Schlatter | | | X | | X |
| Tuberositas Tibia promines grundet abn. Ossifikation | | | X | | |
| Tendinitis | | | X | | |
| Tendinose | | | X | | |
| Quadriceps parese | | | X | | |
| Meniskskader både medalt og lateralt | | | | X | |
| Degenerative forandringer i menisk | | | | X | |
| Meniskafklemninger | | | | X | |
| Springerknæ | | | | | X |
| ACL-ruptur | | | | | |
| Partiel rupturer | | | | | |
| Rekonstrueret ACL | | | | | |
| Skuffeløshed i knæet | | | | | |
| Ligamentruptur/-insufficiens af kollaterale ligamenter | | | | | |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage



| Varenr. | 7750 | 7765 / 7767 | 7760 / 7762 | 7782 |
|---|--|-------------|-------------|------|
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 21 | 21 | 22 | 22 |
| Pris (noter selv) | | | | |
| ACL-ruptur | | | | X |
| Instabilitet | | | | X |
| Menisk rekonstruktion | | | | X |
| Bruskskader | | | | X |
| Artrose | X | | X | |
| Leddegigt/RA | | | X | |
| Immobilisering | | X | | |
| Postoperativt | | X | | |
| Preoperativt | | X | | |
| Konservativ behandling af patellafraktur | | X | | X |
| Postoperativ immobilisering med bevægesindskrænkning | | | | X |
| Behandling og stabilisering af kollaterale ligamenter | | | | |
| Instabilitet af ACL, PCL, LCL | | | | X |
| Traume på ACL, PCL, LCL | | | | X |
| Ruptur af ACL, PCL, LCL | | | | X |

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

GENU-HIT®

Velegnet til personer med slidgigt i knæet.

VARENØR.

7081 (voksne)

87081 (børn)

Størrelser, voksne

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |
| 8 | 46 - 50 cm | 56 - 60 cm |
| 9 | 50 - 54 cm | 60 - 64 cm |

Farve

- Sort (lagervare)
- Platin (lagervare)
- Beige (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Størrelse, børn

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| K | 23 - 26 cm | 29 - 33 cm |

Farve

- Platin (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Instabilitetstendens
- Milde ligamentskader
- Artrose
- Ødemer
- Patellafemoralt smertesyndrom
- Irritationstilstande
- Bakers cyste
- Posttraumatisk
- Postoperativt

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver kompression og øget proprioception
- Massagefunktion af områderne omkring patella
- Understøtter blod- og lymfekredsløb
- Patenteret rynkefri strikketeknik
- Blødt strik i knæhasen
- Aftagende kompression i enderne

Fås til børn

Køb online her

GENU-HIT® STROP

Velegnet til personer med slidgigt i knæet.

Monteret med stropper.

VARENØ.
7281

Størrelser, voksne

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |
| 8 | 46 - 50 cm | 56 - 60 cm |
| 9 | 50 - 54 cm | 60 - 64 cm |

Farve

- Sort (lagervare)
- Platin (lagervare)
- Beige (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Instabilitetstendens
- Milde ligamentskader
- Artrose
- Ødemer
- Patellafemoralt smertesyndrom
- Irritationstilstande
- Bakers cyste
- Posttraumatisk
- Postoperativt

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver kompression og øget proprioception
- Massagefunktion af områderne omkring patella
- Understøtter blod- og lymfekredsløb
- Patenteret rynkefri strikketeknik
- Blødt strik i knæhasen
- Aftagende kompression i enderne

Silikonering



Køb online her

GENU-HIT® SUPREME

Genu-HiT SUPREME er en videreudvikling af den klassiske Genu-HiT.

Genu-HiT SUPREME har en perforeret og åndbar pelotte omkring patella.

Komfortzonen i knæhasen er gjort større og blødere med ekstra strækbare zoner.

Den ekstra strækbar komfortzone giver perfekt pasform ved bevægelse.



VARENØ.

7181

Størrelser

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |

Farve

-  Platin/orange (lagervare)
-  Blå/orange (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Instabilitetstendens
- Milde ligamentskader
- Artrose
- Ødemer
- Patellafemoralt smertesyndrom
- Irritationstilstande
- Bakers cyste
- Posttraumatisk
- Postoperativt

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver kompression og øget proprioception
- Massagefunktion af områderne omkring patella
- Understøtter blod- og lymfekredsløb
- Patenteret rynkefri strikmetode
- Ekstra blødt strik i knæhasen samt omkring patella
- Aftagende kompression i enderne

[Køb online her](#)

GENU-HIT® + COMFORT

Knæbandagen med ekstra vidde og længde.

Kompressionsbandage med silikonerings omkring patella.

VARENØR.

7087

Silikonerings



Afsluttende silikonebånd

Størrelser

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 4+ | 34 - 37 cm | 47 - 50 cm |
| 5+ | 37 - 40 cm | 50 - 53 cm |
| 6+ | 40 - 43 cm | 53 - 56 cm |
| 7+ | 43 - 46 cm | 56 - 59 cm |
| 8+ | 46 - 49 cm | 59 - 62 cm |
| 9+ | 49 - 52 cm | 62 - 65 cm |

Farve

- Platin (lagervare)
- Beige (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Instabilitetstendens
- Milde ligamentskader
- Artrose
- Ødemer
- Patellafemoralt smertesyndrom
- Irritationstilstande
- Bakers cyste
- Posttraumatisk
- Postoperativt
- Kronisk instabilitet

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver kompression og øget proprioception
- Massagefunktion af områderne omkring patella
- Understøtter blod- og lymfekredsløb
- Patenteret rynkefri strikketeknik
- Blødt strik i knæhasen
- Aftagende kompression i enderne
- Mulighed for tilvalg af silikone i toppen

Køb online her

GENU-HIT® WING

Kompressionsbandage med silikonerings med dobbelte vinger.

Vingerne skal være placeret på ledlinien medialt og lateralt.

VARENBR.
7089

Størrelser

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |

Farve

Platin (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Smerter, især ventralt og medialt
- Begyndende til middelsvær artrose
- Meniskskader både medialt og lateralt
- Patellafemoralt smertesyndrom
- Plicasymptomer

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver kompression og øget proprioception
- Massagefunktion af områderne omkring patella
- Understøtter blod- og lymfekredsløb
- Forøget tryk lateralt og medialt
- Blødt strik i knæhasen
- Aftagende kompression i enderne

Silikonerings med noprede vinger



Køb online her

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

PATELLADYN

Knæbandage med styring af patella.

Kontrolleret medialisering af patalla.

Medial pude sikrer mod overstræk.

VARENØ.

7085

Justerbar
silikonering



Størrelser

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |

Farve

Platin (lagervare)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- Patella lateralisering
- Patellafemoralt smertesyndrom
- Højtstående patella
- Patella luxation
- Irritationstilstande omkring patella

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer patella
- Giver kompression og øget proprioception
- Massagefunktion af områderne omkring patella
- Justerbare stropper, der trækker patella medalt

Køb online her

MORBUS-SCHLATTER

Knæbandagen der er udviklet specifikt til Morbus-schlatter.

Bandagen aflaster patellasenen og trykflaster området omkring tuberositas tibia.

Kontrolleret og justerbar styring af patalla.

VARENØR.

7084 (voksne)

87084 (børn)

Størrelser, voksne

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |

Farve

Platin (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Størrelse, børn

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 0 | 22 - 25 cm | 32 - 35 cm |

Farve

Platin (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Morbus Osgood-Schlatter
- Traktiosapophysitis
- Tibial tuberositas prominens grundet abn. ossifikation
- Tendinitis
- Tendinose

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer området omkring tuberositas tibia
- Ændrer trækretningen i patellasenen og aflaster derved
- Massagefunktion af områderne omkring patella
- Giver kompression og øget proprioception
- Patenteret rynkefri strikketeknik
- Blødt strik i knæhasen
- 2 justerbare stropper, der korrigerer patellas placering
- Fås i str. 0 svarende til børnestørrelse

Justerbar kombinationspelotte



Fås til børn



Køb online her

KASSELER PATELLAR

Velegnet til behandling af smerter i den forreste del af knæet.

Simpelt design, der ikke nedsætter knæets bevægelighed.

VARENØR.

7229

Strop, der kan afkortes efter behov





Aftagelig og flytbar gelpude



Størrelser

ONE-SIZE

Farve

-  Platin (lagervare)
-  Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Patellofemoralt smertesyndrom
- Springerknæ
- Morbus Osgood-Schlatter

Egenskaber

- Giver øget kompression og proprioception omkring patellasenen
- Nopret anatomisk udformet gelpude
- Gelpuden er zoneopdelt for at give optimal støtte
- Smalt design, der ikke nedsætter knæets bevægelighed
- Smertelindrer effektivt
- Meget let og hurtig at indstille

[Køb online her](#)

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

GENU-HIT® GS

Knæbandage med formbare sideskinner og justerbare stropper.

GENU-HIT® GS forener forøget stabilitet med høj komfort og sikkerhed.

VARENØR.

7014

Størrelser

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |

Farve

Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Milde ligamentskader
- Artrose
- Bakers cyste
- Posttraumatisk
- Postoperativt
- Let instabilitet

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer knæet
- Sideskinnernes formbarhed giver mulighed for optimal pasform
- Giver kompression og øget proprioception
- Massagefunktion af områderne omkring patella
- Understøtter blod- og lymfekredsløb
- Justerbare stropper både under og over knæleddet
- Patenteret rynkefri striketechnik
- Blødt strik i knæhasen

Stabiliserende
stålstivere



Køb online her

GENUDYN® CI

Knæbandage med kontrol og dynamisk stabilitet.

Innovativt design med aktivt led.

Aktivt led



Størrelser, voksne & børn

| Str. | Mål 14 |
|------|------------|
| XS | 32 - 38 cm |
| S | 38 - 44 cm |
| M | 44 - 50 cm |
| L | 50 - 56 cm |
| XL | 56 - 63 cm |
| XXL | 63 - 70 cm |

Farve

Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- ACL og/eller PCL-ruptur
- Partiel rupturer
- Rekonstrueret ACL og/eller PCL
- Skuffeløshed i knæet
- Ligamentruptur/-insufficiens af kollaterale ligamenter
- Instabilitet
- Posttraumatisk
- Postoperativt
- Kraftig instabilitet

Egenskaber

- Stabil og meget funktionel 4-punktbandage
- Det aktive led sikrer høj grad af komfort
- Indstillelig i ekstension: 0, 10, 20, 30 40 og 50 grader
- Indstillelig i fleksion: 45, 60, 75 og 90 grader og låsning
- Funktionel styring af knæet
- Meget let at tage på og af med ventralrammen
- Meget hurtig at tilpasse til patient
- Den flade rammekonstruktion giver mulighed for, at den kan bruges under alm. bukser

VARENR.
7780 (voksne & børn)



Fås til børn

Køb online her

GENUDYN® CI NOVEL

Videreudvikling af Genudyn CI med innovativt skruesystem til stramning og løsning af stropper.

Kan betjenes uden på bukserne, hvilket kan være fordelagtigt når bandagen eksempelvis bruges til ski.

Anatomisk udformet letvægtsramme der giver optimal dynamisk stabilitet og komfort.

Aktivt led



Størrelser, voksne & børn

| Str. | Mål 14 |
|------|------------|
| XS | 32 - 38 cm |
| S | 38 - 44 cm |
| M | 44 - 50 cm |
| L | 50 - 56 cm |
| XL | 56 - 63 cm |
| XXL | 63 - 70 cm |

Farve

Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- ACL og/eller PCL-ruptur
- Partiel rupturer
- Rekonstrueret ACL og/eller PCL
- Skuffeløshed i knæet
- Ligamentruptur/-insufficiens af kollaterale ligamenter
- Instabilitet
- Posttraumatisk
- Postoperativt
- Kraftig instabilitet



Fås til børn

Egenskaber

- Stabil og meget funktionel 4-punktbandage
- Det aktive led sikrer høj grad af komfort
- Indstillelig i ekstension: 0, 10, 20, 30 40 og 50 grader
- Indstillelig i fleksion: 45, 60, 75 og 90 grader og låsning
- Funktionel styring af knæet
- Meget let at tage på og af med ventralrammen
- Meget hurtig at tilpasse til patient
- Den flade rammekonstruktion giver mulighed for, at den kan bruges under alm. bukser

VARENØR.
7785 (voksne & børn)



Køb online her

GENU-TEX®

Dynamisk 4-punktbandage med polycentrisk aksesystem og silikone pelottering omkring patella.

Proprioceptionen stimuleres, og musklerne aktiveres betydeligt.

Størrelser

| Str. | Mål 17 | Mål 15 |
|------|------------|------------|
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |

Farve

Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Skal bestilles højre eller venstre

Indikationer

- Artrose
- Leddegigt/RA
- ACL og/eller PCL-ruptur
- Partiel rupturer
- Rekonstrueret ACL og/eller PCL
- Skuffeløshed i knæet
- Rekonstruktion af menisk
- Ligamentruptur/-insufficiens af kollaterale ligamenter
- Instabilitet

Egenskaber

- Stabil og meget funktionel 4-punkt bandage med kompression
- Indstillelig i ekstension: 0, 5 og 10 grader
- Indstillelig i fleksion: 20, 30, 50, 60, 85 og 90 grader
- Muskulær aktivering gennem proprioceptiv stimulering
- Styring af patella gennem den bløde pelottering af silikone
- De anatomisk udformede sideskinner giver optimal pasform
- Justérbare stropper både under og over knæledet
- Patenteret rynkefri strikketeknik

VARENØ.

7720



Stabiliserende
stålstivere med
polycentrisk led



Køb online her


GENUDYN® OA

Innovativ bandage med dynamisk stabilisering og aflastning af mediale eller laterale ledkammer.

VARENØR.

7788 (Medial)

7789 (Lateral)



Stilleskrue



Størrelser

| Str. | Mål 14 |
|------|------------|
| XS | 32 - 38 cm |
| S | 38 - 44 cm |
| M | 44 - 50 cm |
| L | 50 - 56 cm |
| XL | 56 - 63 cm |
| XXL | 63 - 70 cm |

Farve

Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre knæ.

Indikationer:

- Tilstande hvor der ønskes medial eller lateral aflastning
- Artrose/valgus el. varus stilling
- Posttraumatisk
- Postoperativt
- Smertelindring sv.t. laterale eller mediale ledkammer.

Egenskaber:

- Dynamisk aflastning af mediale eller laterale ledkammer eft. 3-punkt princippet
- Let tilpasning af effekt med skrueknop
- Indstillelig i ekstension: 0, 20, 30 og 40 grader
- Indstillelig i fleksion: 45, 60, 75 og 90 grader
- Funktionel styring af knæets bevægelser
- Meget let at tage på med ventralrammen
- Meget hurtig at tilpasse til patient
- Den flade rammekonstruktion giver mulighed for, at den kan bruges under alm. bukser.

[Køb online her](#)

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

GENU-HiT+

Som Genu-HiT, blot med ekstra vidde.



Varenr. 7083
Kompressionsklasse II

Farve: Platin og beige

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

| Størrelser | Mål 17 | Mål 15 |
|------------|------------|------------|
| 4+ | 34 - 37 cm | 47 - 50 cm |
| 5+ | 37 - 40 cm | 50 - 53 cm |
| 6+ | 40 - 43 cm | 53 - 56 cm |
| 7+ | 43 - 46 cm | 56 - 59 cm |
| 8+ | 46 - 49 cm | 59 - 62 cm |
| 9+ | 49 - 52 cm | 62 - 65 cm |

GENU-HiT® RS

Som Genu-HiT, blot med silikonebelægning.



Varenr. 7088
Kompressionsklasse II

Farve: Platin

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

| Størrelser | Mål 17 | Mål 15 |
|------------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |
| 8 | 46 - 50 cm | 56 - 60 cm |
| 9 | 50 - 54 cm | 60 - 64 cm |

SUPER-GENUPLUS

Bandage med kombineret proprioceptions- og friktionspelotte.

Velegnet til springerknæ.



Varenr. 7097
Kompressionsklasse II

Farve: Platin

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

| Størrelser | Mål 17 | Mål 15 |
|------------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |

MENISKUS BANDAGE

Bandage med dobbelt individuelt justerbare pelotter samt u-formet friktionspelotte.



Varenr. 7730
Kompressionsklasse II

Farve: Platin

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

| Størrelser | Mål 17 | Mål 15 |
|------------|------------|------------|
| 1 | 25 - 28 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 28 - 31 cm | 38 - 41 cm |
| 3 | 31 - 34 cm | 41 - 44 cm |
| 4 | 34 - 37 cm | 44 - 47 cm |
| 5 | 37 - 40 cm | 47 - 50 cm |
| 6 | 40 - 43 cm | 50 - 53 cm |
| 7 | 43 - 46 cm | 53 - 56 cm |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

KASSELER PATELLAR AKTIV

Som Kasselers Patella bandage.
Velegnet til sport.



Varenr. 7706

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

Størrelser

1

2

Mål 16

30 - 36 cm

36 - 40 cm

V-FORCE

Knæbandagen, der giver dig mulighed for aflastning af mediale eller laterale ledkammer. Trykket aflastes ved hjælp af det indstillelige 3-punkts-system.



Varenr. 7750

Farve: Platin

Højre/Venstre:
Skal bestilles højre eller venstre

Størrelser

ONE-SIZE

GENUSTABIL

3-delt knæbandage til immobilisering af knæledet i enten 0 eller 20 graders fleksion.



Varenr. 7765 og 7767

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

Variant

0°

0°

20°

20°

Kropslængde

150 - 174 cm

175 - 200 cm

150 - 174 cm

175 - 200 cm

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

KNEO

Skinne til aflastning af knæets mediale/laterale ledkammer. Dynamisk længderetning så skinnen tilpasser sig benets bevægelse.

Justerbar og komfortabel elastisk strop.



Varenr. 7790 /7791

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre og venstre

Størrelser

Mål 22

Mål 21

| | | |
|---|--------------|----------------|
| 1 | 6,5 - 7,5 cm | 35 - 38 cm |
| 2 | 6,5 - 7,5 cm | 38,5 - 41,5 cm |
| 3 | 6,5 - 7,5 cm | 42 - 44 cm |
| 4 | 7,5 - 8,5 cm | 39,5 - 42,5 cm |
| 5 | 7,5 - 8,5 cm | 43 - 46 cm |
| 6 | 8,5 - 9,5 cm | 44 - 47 cm |

GENUDYN CI STEP THRU

Videreudvikling af GENUDYN® CI med dorsalramme på underbenet. Nem indstilling via innovativt skruesystem.

Anatomisk og komfortabel letvægtsramme med optimal dynamisk stabilitet.



Varenr. 7782

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre og venstre

Størrelser

Mål 14

| | |
|-----|------------|
| XS | 32 - 38 cm |
| S | 38 - 44 cm |
| M | 44 - 50 cm |
| L | 50 - 56 cm |
| XL | 56 - 63 cm |
| XXL | 63 -70 cm |

ANKEL & FOD

Lagervarer - Bestil inden kl. 14 og få leveret næste hverdag

| | MALLEO-HIT® | MALLEO-HIT® SUPREME | SWEDO-UNIVERSAL | ARTHROFIX® AIR | ACHILLO-HIT® | NEURODYN® CLASSIC | METARSO® | MALLEODYN S3 |
|---|-------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|----------|--------------|
| Varenr. | 7074 | 7174 | 7072 | 7840 | 7804 | 7077 | 7905 | 7841 |
| Side Klik på tallet for at gå til varen | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Pris (noter selv) | | | | | | | | |
| Instabilitetstendens | X | X | X | | | | | X |
| Milde ligamentskader | X | X | | | | | | |
| Artrose | X | X | X | | | | | |
| Ødemer | X | X | | | | | | |
| Irritationstilstande | X | X | | | X | | | |
| Posttraumatisk | X | X | X | X | X | | | X |
| Postoperativt | X | X | X | X | X | | | X |
| Kronisk instabilitet | X | X | | | | | | X |
| Ligamentskader | | | X | | | | | X |
| Præventiv, ofte til sport | | | | | | | | X |
| Instabilitet | | | | X | | | | |
| Ligamentskader, akutte og kroniske | | | | X | | | | |
| Konservativ behandling af akillesenebesvær | | | | | X | | | |
| Tendinose | | | | | X | | | |
| Peritendinose | | | | | X | | | |
| Mild til let dropfod | | | | | | X | | |
| Peroneusparese | | | | | | X | | |
| Nedsunken forfod | | | | | | | X | |
| Splayfoot/forfodspladfod | | | | | | | X | |
| Mortens neurom | | | | | | | X | |
| Metatarsalgia | | | | | | | X | |
| Akut Kapselskade | | | | | | | | X |
| Kronisk Kapselskade | | | | | | | | X |
| Akut Ligamentskade | | | | X | | | | X |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE



| Varenr. | 7073 | 7820 | 7071 | 7803 | 7852 | 7851 |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Side | Klik på tallet for at gå til varen | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| Pris (noter selv) | | | | | | |
| Instabilitetstendens | X | | | | | |
| Milde ligamentskader | | | | | | |
| Artrose | | X | | | | |
| Ødemer | | | | | | |
| Irritationstilstande | | | | | | |
| Posttraumatisk | X | X | X | | | |
| Postoperativt | X | X | X | | | |
| Kronisk instabilitet | | X | | | | |
| Ligamentskader | X | X | | | | |
| Præventivt, ofte til sport | X | X | | | | |
| Konservativ behandling af akilles-senebesvær | | | X | | | |
| Tendinose | | | X | | | |
| Peritendinose | | | X | | | |
| Bursitis | | | X | | | |
| Akilleseneruptur | | | X | | | |
| Middel til svær dropfod | | | | X | X | X |
| Peroneusparese | | | | X | X | X |



| Varenr. | 7830 | 7902 | 7966 | 7967 | 7842 | 7843 | 7844 |
|------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Side | Klik på tallet for at gå til varen | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Pris (noter selv) | | | | | | | |
| Middel til svær dropfod | | | | | | | |
| Peroneusparese | X | | | | | | |
| Let til middel dropfod | X | | | | | | |
| Nedsat mobilitet og kraft | | | | | | | |
| Parese | | | | | | | |
| Neurologiske sygdomme | | | | | | | |
| Problemfri på- og aftagning af sko | | | | | | | |
| Hælsore | | X | | | | | |
| Plantar fascitis | | X | | | | | |

MALLEO-HIT®




Ankelbandagen med kompression, der giver støtte og let stabilitet af hele anklen.

Kompressionsbandage med viscoelastisk pelotte omkring mediale og laterale malleol.

Størrelser, voksne

| Str. | Mål 18 |
|------|------------|
| 1 | 17 - 19 cm |
| 2 | 19 - 21 cm |
| 3 | 21 - 23 cm |
| 4 | 23 - 25 cm |
| 5 | 25 - 27 cm |
| 6 | 27 - 29 cm |

Farve

-  Sort (lagervare)
-  Platin (levering op til 8 hverdage)
-  Beige (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Størrelse, børn

| Str. | Mål 18 |
|------|------------|
| K | 16 - 18 cm |

Farve

-  Platin (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Instabilitetstendens
- Milde ligamentskader
- Artrose
- Ødemer
- Irritationstilstande
- Posttraumatisk
- Postoperativt
- Kronisk instabilitet

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer let
- Giver kompression og øget proprioception
- Massagefunktion af områderne omkring malleolerne
- Understøtter blod- og lymfekredsløb
- Nopret friktionspelotte om både mediale og laterale malleol
- Patenteret rynkefri strikketeknik
- Aftagende kompression i enderne

VARENØR.

7074 (voksne)

87074 (børn)

Nopret
silikonepelotte



Køb online her

MALLEO-HIT® SUPREME

MALLEO-HIT SUPREME er en videreudvikling af den klassiske MALLEO-HIT.

MALLEO-HIT SUPREME har perforerede og åndbare pelotter lateralt og mediant.

Nyudviklet komfortzone sikrer rynkefri fit og ekstra høj komfort under bevægelse.



VARENØ.

7174

Størrelser

| Str. | Mål 18 |
|------|------------|
| 1 | 17 - 19 cm |
| 2 | 19 - 21 cm |
| 3 | 21 - 23 cm |
| 4 | 23 - 25 cm |
| 5 | 25 - 27 cm |
| 6 | 27 - 29 cm |

Farve

-  Platin/orange (lagervare)
-  Blå/orange (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Instabilitetstendens
- Milde ligamentskader
- Artrose
- Ødemer
- Irritationstilstande
- Posttraumatisk
- Postoperativt
- Kronisk instabilitet

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer let
- Giver kompression og øget proprioception
- Massagefunktion af områderne omkring malleolerne
- Understøtter blod- og lymfekredsløb
- Nopret og åndbar friktionspelotte om både mediale og laterale malleol
- Patenteret og innovativ rynkefri strikkeskema
- Aftagende kompression i enderne

[Køb online her](#)

SWEDE-O-UNIVERSAL

Ankelbandagen med snørefunktion og ekstra stabilitet både medialt og lateralt.

Bandagen kan benyttes både med og uden de stabiliserende plastikskinner.

VARENR.

7072

Størrelser

| Str. | Mål 18 |
|------|------------|
| 1 | 18 - 20 cm |
| 2 | 20 - 22 cm |
| 3 | 22 - 24 cm |
| 4 | 24 - 26 cm |
| 5 | 26 - 28 cm |
| 6 | 28 - 31 cm |

Farve

Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre



Indikationer

- Instabilitet, herunder også kronisk instabilitet
- Ligamentskader
- Artrose
- Postoperativt
- Posttraumatisk

Egenskaber

- Stabiliserer anklen
- Beskytter mod medial og lateral tilt i anklen
- Bibeholder god bevægefrihed i dorsal- og plantarfleksion
- Velegnet til sport
- Kan benyttes i almindelige sko

Køb online her

ARTHROFIX® AIR

Bandage til stabilisering af ankelleddet baseret på pneumatisk principper.

VARENØR.

7840

Luftpude



Størrelser

ONE-SIZE

Farve

Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- Instabilitet
- Ligamentskader, akutte og kroniske
- Postoperativt
- Posttraumatisk

Egenskaber

- Stabiliserer anklen
- Beskytter mod medial og lateral tilt i anklen
- Bibeholder god bevægefrihed i dorsal- og plantarfleksion
- Har polstring af skum med underlæggende luftpude
- Luftpuden tillader luften at passere i lodret retning
- Anatomisk formede skåle omkranser mediale og laterale malleol
- 2 justerbare velcrobånd sikrer let påtagning og god komfort
- Kan benyttes i almindelige sko

[Køb online her](#)

ACHILLO-HIT®

Akillesenebandage med stor kompressionsevirkning og proprioceptiv stimuli.

VARENØ.

7804



Størrelser

| Str. | Mål 18 |
|------|------------|
| 1 | 17 - 19 cm |
| 2 | 19 - 21 cm |
| 3 | 21 - 23 cm |
| 4 | 23 - 25 cm |
| 5 | 25 - 27 cm |
| 6 | 27 - 29 cm |

Farve

- Sort (lagervare)
- Platin (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- Konservativ behandling af akillessenebesvær
- Tendinose
- Peritendinose
- Irritationstilstande
- Posttraumatisk
- Postoperativt

Egenskaber

- Giver kompression og øget proprioception - især på akillesenen
- Massagefunktion i hele akillessenens forløb fremmer ophelingsprocessen
- Proprioceptiv stimuli på senen af m. tibialis posterior
- Sidespecifikke og noprede pelotter medialt og lateralt
- 3 justerbare velcrobånd sikrer let påtagning og god komfort
- Løfter ikke hælen
- Kan benyttes i almindelige sko
- Aftagende kompression i enderne

Nopret
silikonepelotte



Køb online her

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

NEURODYN® CLASSIC

Bandage til stabilisering af ankelleddet.
Meget velegnet til dropfod.

CLINICAL
NEUROLOGI



VARENØR.

7077

Størrelser

| Str. | Mål 18 |
|------|------------|
| 1 | 17 - 19 cm |
| 2 | 19 - 21 cm |
| 3 | 22 - 24 cm |
| 4 | 25 - 27 cm |

Farve

-  Sort (lagervare)
-  Beige (bestillingsvare)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- Mild til let dropfod
- Peroneusparese

Egenskaber

- Stabiliserer anklen
- Støtter og holder foden oppe og forbedrer derved gangfunktion
- Forebygger overstrækning af ligamenter
- Let påtagning selv med én hånd
- Kan benyttes i almindelige sko



Køb online her

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

METARSO®

Forfodsbandage til behandling af nedsunken forfod samt forfodsplatfod/splayfoot.

VARENØR.

7905

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

Størrelser

| Str. | Mål 20 |
|------|------------|
| 1 | 17 - 21 cm |
| 2 | 21 - 24 cm |
| 3 | 24 - 27 cm |
| 4 | 25 - 27 cm |

Farve

Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Sælges parvis

Indikationer

- Nedsunken forfod
- Forfodsplatfod/Splayfoot
- Mortons Neurom
- Metatarsalgia

Egenskaber

- Aflaster/genskaber fodens transversbue
- Anatomisk pasform med ekstra elastisk materiale ved 1. metatarsal
- Forfodspelotten kan placeres individuelt
- Kommer som et sæt til højre og venstre fod
- Velegnet til pt. der ofte skifter fodtøj eller går uden fodtøj mm.



Køb online her

MALLEODYN® S3

Ankelbandage til stabilisering i både akut- og mobiliseringsfasen.

De anatomisk formede sideskinner kan fjernes, når dynamisk mobilisering skal iværksættes.

Bandagen kan benyttes både med og uden 8-tals strop og kølende indlæg.

Størrelser

Skostr.

| | |
|---|---------|
| 1 | 35 - 40 |
| 2 | 41 - 47 |

Farve

Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre og venstre

Indikationer

- Konservativ behandling
- Postoperativt
- Tilstande hvor stabilisering eller bevægeindskrænkning af anklen er nødvendig
- Akut ankelskade
- Akut ledbåndsskade og instabilitet
- Kronisk instabilitet
- Supinationstraume
- Ankelforstuvning

Egenskaber

- Stabiliserer anklen
- Beskytter mod medial og lateral tilt i anklen
- Indbygget kølepude til behandling efter RICE-princippet
- Lukket skinnedesign forebygger lokalt ødem
- Individuel justering af stabilisering og kompression
- Nem afmontering af skinner og strop med klik-system
- Kan benyttes i almindelige sko

VAREN.R.

7841



Køb online her

VARENØ.
7073

FIBULO-TAPE®

Ankelbandagen med kompression, der giver støtte og let stabilitet af hele anklen. Denne minder om MALLEO-HIT® ankelbandagen, men denne version har en ekstra strop, som stabiliserer den mediale længdebue.

Bandage med viscoelastisk pelotte omkring mediale og laterale malleol.

Størrelser

| Str. | Mål 18 |
|------|------------|
| 1 | 17 - 19 cm |
| 2 | 19 - 21 cm |
| 3 | 21 - 23 cm |
| 4 | 23 - 25 cm |
| 5 | 25 - 27 cm |
| 6 | 27 - 29 cm |

Farve

- Sort (bestillingsvare)
- Platin (bestillingsvare)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- Instabilitetstendens
- Ligamentskader
- Præventivt, ofte til sport
- Posttraumatisk
- Postoperativt

Egenskaber

- Beskytter som en tape, men er nem at tage af og på
- Pelotter der øger proprioception



Køb online her

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

SWEDE-O UNIVERSAL X8

Ankelbandagen med både snørefunktion, ekstra stabilitet medialt og lateralt samt 8-tals bandage.



Varenr. 7820

Farve: Sort

Højre / Venstre:
Passer til højre og venstre

Størrelser **Mål 18**

| | |
|---|------------|
| 1 | 18 - 20 cm |
| 2 | 20 - 22 cm |
| 3 | 22 - 24 cm |
| 4 | 24 - 26 cm |
| 5 | 26 - 28 cm |
| 6 | 28 - 31 cm |

ARTHROFIX®

Ankelbandage med stor stabilitet som erstatning for gipsning.



Varenr. 7075

Farve: Hvid

Højre / Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Størrelser **Sko**

| | |
|---|---------|
| 1 | 37 - 39 |
| 2 | 40 - 42 |
| 3 | 43 - 45 |

ACHILLODYN®

Akillesenebandage med to separate friktionpelotter og ekstra hækile til løft af bagfoden.



Varenr. 7071

Farve: Platin, sort og beige

Højre / Venstre:
Passer til højre og venstre

Størrelser **Mål 18**

| | |
|---|------------|
| 1 | 17 - 19 cm |
| 2 | 19 - 21 cm |
| 3 | 21 - 23 cm |
| 4 | 23 - 25 cm |
| 5 | 25 - 27 cm |
| 6 | 27 - 29 cm |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

NEURODYN® SPASTIC

Ankelbandage som Neurodyn Classic, her med ekstra forstærkning og støtte.



Varenr. 7803

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Størrelser

Mål 18

| | |
|---|------------|
| 1 | 17 - 19 cm |
| 2 | 19 - 21 cm |
| 3 | 21 - 23 cm |
| 4 | 23 - 25 cm |
| 5 | 25 - 27 cm |

NEURODYN® DYNAM-X FLEX

Dropfodsbandage med stor komfort og innovativ magnetlås.



Varenr. 7852

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Størrelser

Sko

| | |
|---|---------|
| S | 35 - 38 |
| M | 39 - 42 |
| L | 43 - 46 |

NEURODYN® DYNAM-X ACTIVE

Dropfodsbandage med stor komfort og innovativ magnetlås.



Varenr. 7851

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Størrelser

Sko

| | |
|---|---------|
| S | 35 - 38 |
| M | 39 - 42 |
| L | 43 - 46 |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

NEURODYN® COMFORT

Dropfodsbandagen, der let kan tages på og af selv med én hånd.



Varenr. 7830

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles højre eller venstre

| Str. | Mål 18 | Sko |
|------|------------|---------|
| 1 S | 17 - 21 cm | 36 - 37 |
| 2 S | 17 - 21 cm | 38 - 39 |
| 3 S | 17 - 21 cm | 40 - 41 |
| 4 S | 17 - 21 cm | 42 - 43 |
| 5 S | 17 - 21 cm | 44 - 45 |
| 6 S | 17 - 21 cm | 46 - 47 |
| 7 M | 21 - 24 cm | 36 - 37 |
| 8 M | 21 - 24 cm | 38 - 39 |
| 9 M | 21 - 24 cm | 40 - 41 |
| 10 M | 21 - 24 cm | 42 - 43 |
| 11 M | 21 - 24 cm | 44 - 45 |
| 12 M | 21 - 24 cm | 46 - 47 |
| 13 L | 24 - 28 cm | 36 - 37 |
| 14 L | 24 - 28 cm | 38 - 39 |
| 15 L | 24 - 28 cm | 40 - 41 |
| 16 L | 24 - 28 cm | 42 - 43 |
| 17 L | 24 - 28 cm | 44 - 45 |
| 18 L | 24 - 28 cm | 46 - 47 |

CALCANEAL SPUR BANDAGE

Bandagen til behandling af hælspe og plantar fascitis.



Varenr. 7902

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

| Størrelser | Mål 18 |
|------------|------------|
| 1 | 17 - 21 cm |
| 2 | 21 - 24 cm |
| 3 | 24 - 27 cm |

SP AIR WALKER

Bandage til immobilisering af underben og fod. Justering af optimal pasform via luftkammersystem med pumpe. Let og åndbar rammekonstruktion.



Varenr. 7966

Farve: Platin

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

| Størrelser | Mål 18 |
|------------|---------|
| XS | 34 - 35 |
| S | 36 - 38 |
| M | 39 - 42 |
| L | 43 - 45 |
| XL | 46 - 47 |

SP AIR WALKER SHORT

Bandage til immobilisering af underben og fod, lav version. Justering af optimal pasform via luftkammersystem med pumpe. Let og åndbar rammekonstruktion.



Varenr. 7967

Farve: Platin

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

| Størrelser | Mål 18 |
|------------|---------|
| XS | 34 - 35 |
| S | 36 - 38 |
| M | 39 - 42 |
| L | 43 - 45 |
| XL | 46 - 47 |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

MALLEO-CAST FOAM

Bandage til stabilisering af ankelleddet med skum-system. Optimal støtte med anatomisk formede skinner.

Skumsystem med flere lag til optimal trykregulering.



Varenr. 7842

Farve: sort

Højre / Venstre:
Passer til højre eller venstre

Størrelser
ONE SIZE

MALLEO-CAST GEL

Bandage til stabilisering af ankelleddet med gel-system. Optimal støtte med anatomisk formede skinner.

GEL-kamre med kølesystem.



Varenr. 7843

Farve: Sort

Højre / Venstre:
Passer til højre og venstre

Størrelser
ONE SIZE

MALLEO-CAST AIR

Bandage til stabilisering af ankelleddet med luft-system. Optimal støtte med anatomisk formede skinner.

Pneumatisk tokammersystem til optimal trykregulering.



Varenr. 7844


Farve: sort

Højre / Venstre:
Passer til højre eller venstre


Størrelser
ONE SIZE

RYG & HOFTE

Lagervarer - Bestil inden kl. 14 og få leveret næste hverdag



| Varenr. | 7155 | 7145 / 7150 | 7420 | 7425 | 7158 | 7545 / 7550 | 7435 |
|-------------------------------|--|-------------|------|------|------|-------------|------|
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Pris (noter selv) | | | | | | | |
| Lændesmerter | X | X | | | | X | |
| Let instabilitet i lænden | X | | | | | X | |
| Discusprolaps | X | | X | X | | | |
| Lumbago | X | X | | | | | |
| Musculær insufficiens | | X | | X | | X | |
| Radierende smerter | | X | | | | X | |
| Spinalstenose | | X | X | X | | X | |
| Præventiv stabilitet | | X | | | | | |
| Postoperativt fx eft. prolaps | | | X | | | | |
| Instabilitet i lænden | | | X | X | | | |
| Kraftige lændesmerter | | | X | X | | | |
| Irritation af SI-led | | | X | X | | | |
| Osteokondrose | | | X | | | | |
| Spondylolisthese | | | X | | | | X |
| Radierende smerter | | | | X | | | |
| Facetsyndrom | | | | X | | | |
| Spondylolistese/spondylolyse | | | | X | | | |
| Lumbale deformiteter | | | | X | | | |
| SI-smerter | | | | | X | | |
| Instabilitet i SI-leddet | | | | | X | | |
| Tendinopati i bækkenregionen | | | | | X | | |
| Symfyseledsløsning | | | | | X | | |
| Smerter i bækkenregionen | | | | | X | | |
| Kons. behandling af frakturer | | | | | X | | |
| Sekundær kyfose | | | | | | | X |
| Osteoporosis | | | | | | | X |
| Scheuermans Syndrom | | | | | | | X |
| Bechterew | | | | | | | X |



| Varenr. | 27420 | 17400 | 17420 |
|------------------------|--|-------|-------|
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 47 | 47 | 47 |
| Pris (noter selv) | | | |
| VERTEBRADYN - light | | X | |
| VERTEBRADYN - senso | | X | |
| VERTEBRADYN - vario | X | X | X |
| VERTEBRADYN - stabil | | X | |
| VERTEBRADYN - stabil | | X | |
| VERTEBRADYN - aktiv | | X | |
| VERTEBRADYN - x.strong | | X | |
| LUMBO-HIT | | | |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE



| Varenr. | 7410 | 7416 / 7417 | 7426 | 7405 |
|-------------------------------|--|-------------|------|------|
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 48 | 48 | 48 | 49 |
| Pris (noter selv) | | | | |
| Lændesmerter | X | | | X |
| Lumbago | X | | | |
| Osteochondrose | X | | | |
| Spondylolistese/spondylolyse | X | | X | |
| Let instabilitet i lænden | X | | | |
| Præventiv stabilitet | X | | | |
| Discusprolaps | | X | X | |
| Spinalstenose | | X | X | X |
| Instabilitet i lænden | | X | X | |
| Kraftige lændesmerter | | X | X | |
| Muskulær insufficiens | | X | X | X |
| Irritation af SI-led | | X | X | X |
| Osteokondrose | | X | | |
| Facetsyndrom | | X | | X |
| Spondylolistese | | X | | |
| Præventiv stabilitet | | X | | X |
| Radierende smerter | | | X | |
| Lumbale deformiteter | | | X | |
| Postoperativt | | | X | |
| Mammaoperationer | | | | |
| Mastektomi | | | | |
| Brystkontusioner | | | | |
| Ribbensfrakturer | | | | |
| Frakturer; ribben og brystben | | | | |
| Holdningskorrektion | | | | |



| Varenr. | 7310 | 7480 |
|---|--|------|
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 49 | 50 |
| Pris (noter selv) | | |
| Osteoporose | | |
| Konservativ behandling af sekundær kyfose | | |
| Muskulær insufficiens | | |
| Spondylolistese/spondylolyse | | |
| Morbus scheuermann | | |
| Postoperativ stabilisering | | |
| Skoliose op til 35 grader Cobb | X | |
| Profylaktisk ift. forværring af skoliose | X | |
| Postoperativt | | X |
| Konservativ behandling af artrose | | X |
| Reducerer hævelser | | X |
| Stabiliserer hoften | | X |

VERTEBRADYN® LIGHT

Lændebandage med 4 stabiliserende stivere i lænden.

VARENØR.

7155

Stabiliserende stålstivere



Størrelser

Str. Mål 11

| | |
|-----|--------------|
| XS | 70 - 80 cm |
| S | 80 - 90 cm |
| M | 90 - 100 cm |
| L | 100 - 110 cm |
| XL | 110 - 120 cm |
| XXL | 120 - 130 cm |

Farve

Platin (lagervare)

Posterior højde: 27 cm
Anterior højde: 15,5 cm

Indikationer

- Lændesmerter
- Let instabilitet i lænden
- Discusprolaps
- Lumbago

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Reducerer smerte
- Giver kompression og øget proprioception
- Let justerbart dobbelt rem-system med velcrolukning
- Anatomisk formede stålstivere, der kan tilpasses patienten
- Elastisk og åndbar strik

[Køb online her](#)

VERTEBRADYN® SENSO

Lændebandage med stimulerende og justerbar pelotte i lænden.

VARENØR.

7145 / 7150

Nopret silikonepelotte



Størrelser

| Str. | Mål 11 |
|------|--------------|
| XS | 70 - 80 cm |
| S | 80 - 90 cm |
| M | 90 - 100 cm |
| L | 100 - 110 cm |
| XL | 110 - 120 cm |
| XXL | 120 - 130 cm |

Farve

- Sort (lagervare)
- Platin (levering op til 8 hverdage)

Posterior højde: 23 cm
Anterior højde: 15,5 cm

Herreudgave/lige udgave (varenr. 7145)
Dameudgave/faconsyet udgave (varenr. 7150)

Indikationer

- Lændesmerter
- Lumbago
- Musculær insufficiens
- Radierende smerter
- Spinalstenose
- Præventiv stabilitet

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer let
- Reducerer lumbale lordose
- Mindsker atrofi
- Stimulende nopret pelotte
- Giver kompression og øget proprioception
- Let justerbart dobbelt remsystem med velcrolukning
- Elastisk og åndbart strik

Køb online her
– herreudgave

Køb online her
– dameudgave

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

VERTEBRADYN® VARIO

Lændebandage med proprioceptiv pelotte i lænden.

VARENØR.

7420

Lumbar- og sacralpad



Størrelser

Str. Mål 11

| | |
|-----|--------------|
| XS | 70 - 80 cm |
| S | 80 - 90 cm |
| M | 90 - 100 cm |
| L | 100 - 110 cm |
| XL | 110 - 120 cm |
| XXL | 120 - 130 cm |

Farve

Platin (lagervare)

Posterior højde: 27 cm
Anterior højde: 15,5 cm

Tilbehør

Lumbar pad 27420
Sacral pad 17420

Indikationer

- Discusprolaps
- Postoperativt fx eft. prolaps
- Spinalstenose
- Instabilitet i lænden
- Kraftige lændesmerter
- Irritation af SI-led
- Osteokondrose
- Spondylolisthese

Egenskaber

- Reducerer lumbale lordose
- Aflaster og stabiliserer lænden
- To typer pelotte som tilvalg
- Giver kompression og øget proprioception
- Masserer området omkring SI-led og korsben
- Let justerbart, dobbelt remsystem med velcrolukning
- Elastisk og åndbar strik
- Stroppen kan placeres efter eget valg
- Bandagen kan også benyttes uden strop, da denne helt kan fjernes

[Køb online her](#)

VERTEBRADYN® STRONG

VARENØ.

7425

Lændebandage med 4 stabiliserende stivere i lænden samt justerbar dobbeltstrop.

Stropsystemet kan aftages senere i behandlingsforløbet.

Stabiliserende stilstivere



Størrelser

| Str. | Mål 11 |
|------|--------------|
| XS | 70 - 80 cm |
| S | 80 - 90 cm |
| M | 90 - 100 cm |
| L | 100 - 110 cm |
| XL | 110 - 120 cm |
| XXL | 120 - 130 cm |
| XXXL | 130 - 140 cm |

Farve

Platin (lagervare)

Posterior højde:

| | |
|----------|-------|
| XS - S | 30 cm |
| M - XXXL | 32 cm |

Anterior højde: 15,5 cm

Indikationer

- Kraftige lændesmerter
- Muskulær insufficiens
- Irritation af SI-led
- Radierende smerter
- Facetsyndrom
- Spinalstenose
- Spondylolistese/spondylolyse
- Discusprolaps
- Instabilitet i lænden
- Lumbale deformiteter

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Reducerer smerter
- Giver kompression og øget proprioception
- Let justerbart, dobbelt remsystem med velcrolukning
- Anatomisk formede stilstivere, der kan tilpasses patienten
- Elastisk og åndbar strik

[Køb online her](#)

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

VERTEBRADYN® ISG

Trocantor-/SI-bælte med stimulerende og justerbar pelotter samt stabiliserende dobbeltstrop.

VAREN.R.

7158



Størrelser

| Str. | Mål 12 |
|------|--------------|
| XS | 75 - 85 cm |
| S | 85 - 95 cm |
| M | 95 - 110 cm |
| L | 110 - 125 cm |
| XL | 125 - 140 cm |

Farve

Platin (lagervare)

Posterior højde: 8,5 cm
Anterior højde: 15,5 cm

Indikationer

- SI-smerter
- Instabilitet i SI-leddet
- Tendinopati i bækkenetregionen
- Symfyseløsning
- Smerter i bækkenregionen
- Konservativ behandling af frakturer i bækkenregionen

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer bækkenringen
- Giver kompression og øget proprioception
- Massageeffekt at SI-leddene
- Justerbare og udtagelige friktionspelotter
- Stabiliseringsgraden kan let tilpasses
- Let justerbart dobbelt rem-system med velcrolukning (remmene afkortes med saks)
- Elastisk og åndbar strik

[Køb online her](#)

VERTEBRADYN SUPREME

VERTEBRADYN SUPREME SENSO er en videreudvikling af den klassiske VERTEBRADYN SENSO

Lændebandage med perforeret og åndbar silikone pelotte i lænden.

Nyudviklet komfortzone ved hoftebøjler sikrer rynkefri fit og ekstra høj komfort under bevægelse.

VARENØR.



7545 / 7550



Størrelser

| Str. | Mål 11 |
|------|--------------|
| XS | 70 - 80 cm |
| S | 80 - 90 cm |
| M | 90 - 100 cm |
| L | 100 - 110 cm |
| XL | 110 - 120 cm |
| XXL | 120 - 130 cm |

Farver

-  Platin/orange (lagervare)
-  Blå/orange (lagervare)

Posterior højde: 23 cm
Anterior højde: 15,5 cm

Herreudgave/lige udgave (varenr. 7545)
Dameudgave/faconsyet udgave (varenr. 7550)

Indikationer

- Lændesmerter
- Lumbago
- Muskulær insufficiens
- Radierende smerter
- Spinalstenose
- Præventiv stabilitet

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer let
- Reducerer lumbal lordose
- Mindsker atrofi
- Anatomisk formet silikone pelotte øger stimulering
- Giver kompression og øget proprioception
- Let justerbart dobbelt remsystem med velcrolukning
- Elastisk og åndbart strik

Køb online her
– herreudgave

Køb online her
– dameudgave

VERTEBRADYN OSTEO

Dynamisk rygbandage der støtter og stabiliserer hele ryggen.

Teleskopisk skinne følger kroppens bevægelser.

VARENØR.

7435

Størrelser

| Str. | Mål 11 | Mål 13 | |
|-------|------------------|--------|---------|
| XS 0 | XS 70 - 80 | 0 | 50 - 53 |
| XS 1 | | 1 | 54 - 60 |
| XS 2 | | 2 | 61 - 67 |
| XS 3 | | 3 | 68 - 75 |
| S 0 | S 80 - 90 | 0 | 50 - 53 |
| S 1 | | 1 | 54 - 60 |
| S 2 | | 2 | 61 - 67 |
| S 3 | | 3 | 68 - 75 |
| M 0 | M 90 - 100 | 0 | 50 - 53 |
| M 1 | | 1 | 54 - 60 |
| M 2 | | 2 | 61 - 67 |
| M 3 | | 3 | 68 - 75 |
| L 0 | L 100 - 110 | 0 | 50 - 53 |
| L 1 | | 1 | 54 - 60 |
| L 2 | | 2 | 61 - 67 |
| L 3 | | 3 | 68 - 75 |
| XL 0 | XL 110 - 120 | 0 | 50 - 53 |
| XL 1 | | 1 | 54 - 60 |
| XL 2 | | 2 | 61 - 67 |
| XL 3 | | 3 | 68 - 75 |
| XXL 0 | XXL 120 - 130 | 0 | 50 - 53 |
| XXL 1 | | 1 | 54 - 60 |
| XXL 2 | | 2 | 61 - 67 |
| XXL 3 | | 3 | 68 - 75 |

Farve

Platin (bestillingsvare)

Fås i separate sektioner – se side 59

Indikationer

- Osteoporose
- Stabile frakturer i thoracale/lumbale rygsøjle
- Konservativ behandling af sekundære kyfoser
- Smertefuld pukkelryg
- Muskelslaphed/-svaghed
- Rygsøjlegigt (Bechterews sygdom)
- Scheuermanns sygdom

Egenskaber

- Aflastning, støtte og stabilitet til hele ryggen
- Elastisk og justerbar skinne med kontinuerlig oprettende effekt
- Teleskopisk længdejustering der følger kroppens bevægelser
- Nem at tage på med regulerbare skulderstropper og velcrolukning
- Elastisk, åndbar og komfortabel at have på

Køb online her



TILBEHØR - Faste lagervarer

Bestil inden kl. 14 og få leveret i morgen

LUMBAR PAD

Lændepelotte

Kan placeres individuelt.



Varenr. 27420

Passer til
VERTEBRADYN® VARIO

Farve: Platin

Størrelser
ONE-SIZE

SACRAL PAD

Korsbenspelotte

Kan placeres individuelt.



Varenr. 17420

Passer til
VERTEBRADYN® VARIO

Farve: Platin

Størrelser
ONE-SIZE

EXTENSION

Forlængerstykke til alle Vertebradyn produkterne.



Varenr. 17400

Passer til alle VERTEBRADYN®

Farve:
Sort (lager)
Platin (lager)

Højde: 20 cm
Vidde: 25 cm

Størrelser
ONE-SIZE

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

VERTEBRADYN® STABIL

Stabiliserende lænde-
bandage med 4
stålstivere i lænden.



Varenr. 7410

Farve: Platin

Anterior højde: 15,5 cm
Posterior højde: 27 cm

Størrelser Mål 11

| | |
|-----|--------------|
| XS | 70 - 80 cm |
| S | 80 - 90 cm |
| M | 90 - 100 cm |
| L | 100 - 110 cm |
| XL | 110 - 120 cm |
| XXL | 120 - 130 cm |

VERTEBRADYN® AKTIV

Stabiliserende lænde-
bandage med nopret
proprioceptiv pelotte
samt let justerbare
remme.



Varenr. 7416

Herreudgave/lige udgave
Farve: - Platin og sort

Varenr. 7417
Dameudgave / faconsyet
Farve: - Platin

Anterior højde: 15,5 cm
Posterior højde: 27 cm

Størrelser Mål 11

| | |
|-----|--------------|
| XS | 70 - 80 cm |
| S | 80 - 90 cm |
| M | 90 - 100 cm |
| L | 100 - 110 cm |
| XL | 110 - 120 cm |
| XXL | 120 - 130 cm |

VERTEBRADYN® X.STRONG

Stabiliserende lænde-
bandage som Verte-
bradyn Strong - her
med ekstra stabilise-
rende funktion.



Varenr. 7426

Farve: Platin

Anterior højde: XS-S 18 cm
M-XXL 21 cm
Posterior højde: 36 cm

Størrelser Mål 11

| | |
|-----|--------------|
| XS | 70 - 80 cm |
| S | 80 - 90 cm |
| M | 90 - 100 cm |
| L | 100 - 110 cm |
| XL | 110 - 120 cm |
| XXL | 120 - 130 cm |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

LUMBO-HiT®

Lændebandage med nopret pelotte samt let justerbare remme.



Varenr. 7405

Farve: Sort

Anterior højde: 12 cm
Posterior højde: 20 cm

Størrelser

| Størrelse | Mål 11 |
|-----------|--------------|
| 1 | 55 - 65 cm |
| 2 | 65 - 75 cm |
| 3 | 75 - 85 cm |
| 4 | 85 - 95cm |
| 5 | 95 - 105 cm |
| 6 | 105 - 120 cm |
| 7 | 120 - 135 cm |

TRIAC II

Rammebandage til opretning af columna til pt. med skoliose.



Varenr. 7310

Farve: Hvid

Fås til børn



Størrelser

S
L
M

Kontakt os venligst ang. størrelsesguide og bestillingskema.

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

COXA-HiT®

Bandage til behandling af hoftedet. Stabiliserer let og komprimerer proksimale del af låret.



Varenr. 7480

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Størrelser

| Størrelser | Mål 11 |
|------------|--------------|
| S | 80 - 90 cm |
| M | 90 - 100 cm |
| L | 100 - 110 cm |
| XL | 110 - 120 cm |
| XXL | 120 - 130 cm |
| XXXL | 130 - 140 cm |

VERTEBRADYN OSTEO KROPSSEKTION



Varenr. 17435

Farve: Platin

Størrelser

| Størrelser | Mål 11 |
|------------|------------|
| S | Se side 53 |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |

VERTEBRADYN OSTEO RYGSEKTION



Varenr. 27435







Farve: Platin

Størrelser

| Størrelser | Mål 13 |
|------------|------------|
| 0 | Se side 53 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

ALBUE & SKULDER

Lagervarer - Bestil inden kl. 14 og få leveret næste hverdag

| |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Varenr. | 7237 | 7337 | 7505 | 7515 | 7517 | 7236 |
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Pris (noter selv) | | | | | | |
| Artrose | X | X | | X | X | |
| Milde ligamentskader | X | X | | X | X | |
| Epicondylitis lateralis/tennisalbue | X | X | X | X | X | X |
| Epicondylitis medialis/golfalbue | X | X | X | X | X | X |
| Ødemer | X | X | | X | | |
| Instabilitetstendens | X | X | | X | X | |
| Irritationstilstande | X | X | | X | X | |
| Posttraumatisk | X | X | | X | | X |
| Postoperativt | X | X | | X | | |
| Tendomyopati | | | X | | | |






Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

CLINICAL
NEUROLOGI



| Varenr. | 7599 | 7235 | 7262 | 7290 | 7292 | 7294 | 7245 | 7261 |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Side | Klik på tallet for at gå til varen | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| Pris (noter selv) | | | | | | | | |
| Epicondylitis lateralis/tennisalbue | X | | | | | | | |
| Epicondylitis medialis/golfalbue | X | | | | | | | |
| Tendomyopatia | X | | | | | | | |
| Postoperativt | | | | X | X | X | | |
| Til behandling efter luxation el. subluxation | | | X | | | | | |
| Immobilisering efter frakturer; humerus el. scapula | | | X | | | | | |
| Distorsioner | | | X | | | | | |
| Kontusioner | | | X | | | | | |
| Postoperativt | | X | X | | | | | |
| Bursitis | | X | X | | | | | |
| Posttraumatisk | | X | | X | X | X | | |
| Led, kapsel eller ligamentskader i skulderen | | | | X | X | X | | |
| Parese | | | | X | X | X | | |
| Immobilisering efter stabile proximale humerusfrakturer | | | | x | x | x | | |
| Preoperativt | | | | X | X | X | | |
| Abduktionsfiksering | | | | | | X | | |
| Til behandling efter luxation el. subluxation | | | | | | | X | |
| Skader i skulderen grad I og II (Tossy) | | | | | | | X | |
| Postoperativt efter ligamentruptur grad III (Tossy) | | | | | | | X | |
| Postoperativt efter partiel clavikularesektion | | | | | | | X | |
| Artrose | | | | | | | X | |
| Irritationstilstande | | X | | | | | X | |
| Hemiplegi | | | | | | | | X |
| Plexus skader | | | | | | | | X |
| Parese | | | | | | | | X |
| Cerebral traume | | | | | | | | X |
| Spinal traume | | | | | | | | X |
| Smertelindring | | | | | | | | X |
| Perifere nerveskader | | | | | | | | X |
| Positionskorrektur | | | | | | | | X |
| Ulnarisneuropati | | X | | | | | | |
| Insertionstendopati af tricepsene | | X | | | | | | |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

| | STUTTGART SHOULDER ARM SUPPORT  | LATERAL ROTATION WEDGE  | PALMREST WITH BALL  | ROM ELBOW BRACE  | SP ELBOW-HAND-BRACE  |
|---|---|---|--|--|---|
| Varenr. | 7255 | 17255 | 27255 | 7520 | 7560 |
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 62 | 62 | 62 | 62 | 63 |
| Pris (noter selv) | | | | | |
| Postoperativt | X | | | X | X |
| Efter rekonstruktion af rotatorcuf | X | | | | |
| Efter proximale humerusfrakturer | X | | | | |
| Efter skulderalloplastik | X | | | | |
| Kapseloperationer | X | | | | |
| Proximale humerusfrakturer | X | | | | |
| Luxationer | X | | | X | X |
| Bursitis og andre inflammatoriske lidelser | X | | | | |
| Stabilisering af overarm | | X | | | |
| Modvirker forkortning af subscapularissene | | X | | | |
| Stabilisering af hånd og håndled | | | X | | |
| Styring af underarm (subination/pronation) samt flektion/ekstension | | | | X | X |
| Albue fraktur | | | | X | |
| Underarm fraktur | | | | | X |
| Ligament skade | | | | | X |

EPIDYN®

Albuebandage til behandling af både medial og lateral side.

Kompressionsbandage med anatomisk udformede noprede silikonepelotter.

VARENØ.

7237 (voksne)

87237 (børn)



Silikone pelotte



Fås til børn

Størrelser, voksne

| Str. | Mål 3 |
|------|------------|
| XS | 22 - 24 cm |
| S | 24 - 26 cm |
| M | 26 - 28 cm |
| L | 28 - 30 cm |
| XL | 30 - 32 cm |
| XXL | 32 - 34 cm |

Farve

- Sort (lagervare)
- Platin (levering op til 8 hverdage)
- Beige (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Størrelse, børn

| Str. | Mål 3 |
|------|------------|
| K | 18 - 20 cm |

Farve

- Platin (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Artrose
- Milde ligamentskader
- Epicondylitis lateralis/tennisalbue
- Epicondylitis medialis/golfalbue
- Ødemer
- Instabilitetstendens
- Irritationstilstande
- Posttraumatisk
- Postoperativt

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver kompression og øget proprioception i albuen samt på underarmen
- Giver effektiv friktionsmassage gennem pelottens tryk
- Den varierende kompression fremmer reabsorption af ødemer mm.
- Smertelindrer
- Perfekt pasform og behagelig komfort
- Åndbar strik med aftagende kompression i enderne

Køb online her

EPIDYN® SUPREME

EPIDYN SUPREME er en videreudvikling af den klassiske Epidyn.

EPIDYN SUPREME har perforerede og åndbare pelotter lateralt og medalt.

Nyudviklet komfortzone sikrer rynkefri fit og ekstra høj komfort under bevægelse.

VARENØ.



7337



Størrelser

| Str. | Mål 3 |
|------|------------|
| XS | 22 - 24 cm |
| S | 24 - 26 cm |
| M | 26 - 28 cm |
| L | 28 - 30 cm |
| XL | 30 - 32 cm |
| XXL | 32 - 34 cm |

Farve

-  Platin/orange (lagervare)
-  Blå/orange (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Artrose
- Milde ligamentskader
- Epicondylitis lateralis/tennisalbue
- Epicondylitis medialis/golfalbue
- Ødemer
- Instabilitetstendens
- Irritationstilstande
- Posttraumatisk
- Postoperativt

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver kompression og øget proprioception i albuen samt på underarmen
- Giver effektiv friktionsmassage gennem pelottens tryk
- Den varierende kompression fremmer reabsorption af ødemer mm.
- Smertelindrer
- Perfekt pasform og behagelig komfort
- Åndbar strik med aftagende kompression i enderne

Køb online her

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

EPI-HIT®

Innovativ dobbeltbandage med nopret friktionspelotte og håndledsstøtte.

VARENR.

7505

Nopret
friktionspelotte



Størrelser

ONE-SIZE

Farve

- Sort (lagervare)
- Platin (bestillingsvare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Epicondylitis lateralis/tennisalbue
- Epicondylitis medialis/golfalbue
- Akut eller kronisk
- Tendomyopathi

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver effektiv friktionsmassage gennem pelottens tryk
- Meget simpel trykregulering
- Håndleddets bevægelser stabiliseres og styres vha. håndledsstroppen
- Håndledsstøtten medfølger

[Køb online her](#)

EPIDYN® AKTIV

Albuebandage som Epidyn, her med ekstra strop, der giver mulighed for ekstra variabel og lokal kompression.

Kompressionsbandage til behandling af både medial og lateralside med anatomisk udformede noprede silikonepelotter.

VARENØR.

7515

Silikone pelotte



Størrelser

| Str. | mål 3 |
|------|------------|
| S | 24 - 26 cm |
| M | 26 - 28 cm |
| L | 28 - 30 cm |
| XL | 30 - 32 cm |
| XXL | 32 - 34 cm |

Farve

Platin (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Artrose
- Milde ligamentskader
- Epicondylitis lateralis/tennisalbue i svær grad
- Epicondylitis medialis/golfalbue i svær grad
- Ødemer
- Instabilitetstendens
- Irritationstilstande
- Posttraumatisk (også efter frakturer)
- Postoperativt

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver kompression og øget proprioception i albuen samt på underarmen
- Giver effektiv friktionsmassage gennem pelottens tryk
- Den varierende kompression fremmer reabsorption af ødemer mm.
- Stroppen muliggør variabel og lokal kompression
- Smertelindrer
- Perfekt pasform og behagelig komfort
- Åndbar strik med aftagende kompression i enderne

Køb online her

EPIDYN® STABIL

Albuebandage med stabiliserende spiralfjeder og nopret friktionspelotte.

Kompressionsbandage, der dækker over biceps.

VARENØR.

7517

Spiralfjeder med nopret silikonepelotte



Størrelser

| Str. | Mål 4 |
|------|-------|
|------|-------|

| | |
|---|------------|
| S | 21 - 23 cm |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| M | 24 - 26 cm |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| L | 27 - 29 cm |
|---|------------|

| | |
|----|------------|
| XL | 30 - 32 cm |
|----|------------|

| | |
|-----|------------|
| XXL | 32 - 34 cm |
|-----|------------|

Farve:

Platin (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Artrose
- Ligamentskader
- Epicondylitis lateralis/tennisalbue i svær grad
- Epicondylitis medialis/golfalbue i svær grad
- Instabilitetstendens
- Irritationstilstande

Egenskaber

- Aflaster og stabiliserer
- Giver effektiv friktionsmassage gennem pelottens tryk
- Den varierende kompression fremmer reabsorption af ødemer mm.
- Smertelindrer
- Perfekt pasform og behagelig komfort
- Åndbar strik med aftagende kompression i enderne

[Køb online her](#)

CUBIDYN®

Klassisk epicondylitisbandage med velcrolukning. Den giver kompression af muskel/senevæv og aflaster området.

Anbefales til de lettere/nyere overbelastninger.

Maksimalt armomfang: 37 cm..

VARENØR.

7236



Størrelser

ONE-SIZE

Farve

- Sort (lagervare)
- Beige (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Kronisk bursitis
- Bursitis, profylaktisk
- Posttraumatisk, typisk efter fald på olecranon
- Postoperativt, efter bursektomi
- Irritationstilstande
- Ulnarisneuropati
- Insertionstendopati af tricepsene

Egenskaber

- Aflaster og beskytter området omkring olecranon
- Trykaflaster, ved hvile på albuen
- Giver kompression og øget proprioception i albuen
- Smertelindrer
- God pasform og komfort

[Køb online her](#)

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

EPI-HiT® CLASSIC

Albuebandage til behandling af Epi-condylitis lateralis og medialis.

Fås i 2 str.
Innovativ dobbelt-bandage med nopret friktionspelotte og håndledsstøtte.



Varenr. 7599

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

Str. **Mål 4**

1 21 - 24 cm

2 24 - 36 cm

OLECRANON-BANDAGE

Albuebandage med silikoneindlæg omkransende olecranon.



Varenr. 7235

Farve: Sort

Højre/Venstre
Passer til højre og venstre

Str. **Mål 5**

S 24 - 26 cm

M 26 - 28 cm

L 28 - 30 cm

XL 30 - 32 cm

OMO-HiT®

Skulder og overarms-bandage til fiksering samt tidlig funktionel træning.



Varenr. 7262

Farve: Sort

Højre/Venstre
Skal bestilles til højre eller venstre

Str. **Mål 9**

S 80 - 92 cm

M 92 - 102 cm

L 102 - 115 cm

XL 115 - 125 cm

OMO-HiT® SUPPORT

Klassisk immobiliserende skulderbandage.



Varenr. 7290

Farve: Sort

Højre/Venstre
Passer til højre og venstre

Str. **Mål 5**





S 21 - 27 cm

M 27 - 33 cm

L 33 - 38 cm

XL 38 - 42 cm

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| <p>OMO-HiT® IMMOBIL</p> <p>Klassisk immobiliserende skulderbandage. Som Omohit Support, men her med ekstra fikseringsmulighed for hele armen.</p> |  | <p>Varenr. 7292</p> <p>Farve: Sort</p> <p>Højre/Venstre: Passer til højre og venstre</p> | <p>Str.</p> <p>S</p> <p>M</p> <p>L</p> <p>XL</p> | <p>Mål 5</p> <p>21 - 27 cm</p> <p>27 - 33 cm</p> <p>33 - 38 cm</p> <p>38 - 42 cm</p> | |
| <p>OMO-HiT® ABDUCTION</p> <p>Klassisk immobiliserende skulderbandage. Som Omohit Support, men her med mulighed for fiksering i abduktion.</p> |  | <p>Varenr. 7294</p> <p>Farve: Sort</p> <p>Højre/Venstre: Passer til højre og venstre</p> | <p>Str.</p> <p>S</p> <p>M</p> <p>L</p> <p>XL</p> | <p>Mål 5</p> <p>21 - 27 cm</p> <p>27 - 33 cm</p> <p>33 - 38 cm</p> <p>38 - 42 cm</p> | |
| <p>OMO-LUX®</p> <p>Antiluxations skulder og overarmsbandage udført i formbar plastmateriale.</p> |  | <p>Varenr. 7245</p> <p>Farve: Sort</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <p>Str.</p> <p>ONE-SIZE</p> | | |
| <p>NEURO-LUX® II</p> <p>Funktionel bandage til sikring af skulderled efter parese.</p> |  | <p>Varenr. 7261</p> <p>Farve: Sort</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <p>Str.</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> | <p>Mål 4</p> <p>S 21 - 25 cm</p> <p>S 21 - 25 cm</p> <p>S 21 - 25 cm</p> <p>M 25 - 29 cm</p> <p>M 25 - 29 cm</p> <p>M 25 - 29 cm</p> <p>L 29 - 35 cm</p> <p>L 29 - 35 cm</p> <p>L 29 - 35 cm</p> | <p>Mål 9</p> <p>S 75 - 90 cm</p> <p>M 90-105 cm</p> <p>L 105-125 cm</p> <p>S 75 - 90 cm</p> <p>M 90-105 cm</p> <p>L 105-125 cm</p> <p>S 75 - 90 cm</p> <p>M 90-105 cm</p> <p>L 105-125 cm</p> |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

STUTTGART SHOULDER-ARM SUPPORT

Bandage til immobilisering af over- og underarm.



Varenr. 7255

Farve: Platin

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Str.

1

Kropshøjde

140 - 160 cm

2

160 - 200 cm

LATERAL ROTATION WEDGE

Rotationskile.



Varenr. 17255

30° abduction
45° lateral rotation

Farve: Platin

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

Str.

ONE-SIZE

PALMREST WITH BALL

Håndledsstøtte med bold.



Varenr. 27255

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

Str.

ONE-SIZE

ROM ELBOW BRACE

Skulder- og armbandage, der kontrollerer underarmens supination og pronation samt flektion og ekstension i albuen.



Varenr. 7520

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Str.

S

Mål 3

18 - 28 cm

Mål 4

25 - 33 cm

M

26 - 33 cm

30 - 38 cm

L

30 - 36 cm

35 - 43 cm

XL

33 - 38 cm

40 - 48 cm

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

SP ELBOW-HAND-BRACE

Albueskinne til mobilisering af underarm. Enkel og hurtig justering af ROM-leddet i trin på 30 grader.



Varenr. 7560

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Passer til højre og venstre

Str.

S

M

L

XL

Mål 23

16 - 23 cm

23 - 27 cm

27 - 32 cm

32 - 36 cm

Mål 2

16 - 26 cm






26 - 34 cm

34 - 42 cm










42 - 48 cm

HÅND & TOMMEL


Lagervarer - Bestil inden kl. 14 og få leveret næste hverdag

| | MANUDYN®  | MANU-HIT®  | MANU-X®  | RHIZO-HIT®  | MANUDYN® SUPREME  |
|---|---|--|---|---|---|
| Varenr. | 7057 | 7035 | 7642 | 7610 | 7157 |
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Pris (noter selv) | | | | | |
| Efter svære distorsioner | X | | | | X |
| Seneskedehindebetændelse | X | X | X | | X |
| Leddegigt/RA | X | | X | | X |
| Artrose | X | X | X | X | X |
| Efter gipsfjernelse | X | X | X | | X |
| Ved scaphoideum pseudoartrose | | X | X | | |
| Drophånd | | X | X | | |
| Lunatummalaci | | X | X | | |
| Leddegigt | | | X | | |
| Karpaltunnelsyndrom | | X | X | | |
| Distorsioner | | X | | | |
| Efter fraktur | X | X | | X | X |
| Efter svære distorsioner | | | | | |
| De Quervain /seneskedebetændelse | | | | X | |
| Skader og ledbånds- instabilitet i området omkring tomlens grundled og rodled | | | | X | |
| Begyndende til let fremskreden rodledsartrose med let subluxation | | | | | |
| Funktionelle problematikker i tommel rodled pga. fejlstilling i rodledet | | | | | |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage






| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Varenr. | 7031 / 7032 | 7233 | 7645 | 7640 | 7333 | 7214 | 7213 | 7033 | 7207 |
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| Pris (noter selv) | | | | | | | | | |
| Svære distorsioner | X | | | X | | X | X | X | X |
| Seneskedehindebetændelse | X | | | | X | | | | |
| Artrose | X | | X | X | X | X | X | X | X |
| Efter gipsfjernelse | X | | | | | X | X | X | X |
| Scaphoideum pseudoartrose | X | | | X | | | | | |
| Drophånd | X | | | | | | | | |
| Lunatummalaci | X | | | | | X | | | |
| Leddegigt/RA | X | | X | | X | X | X | X | X |
| Karpaltunnelsyndrom | X | X | | | X | X | | | |
| Mindre distorsioner | | X | | | | | | | |
| Tendovaginitis | | X | | | | | | | |
| Ulnarisparese svt. Guyons kanalsyndrom | | X | | | | | | | |
| Let artrose | | X | | | | | | | |
| Postoperativt | | X | | | X | | | | |
| Distorsioner | | | X | | | | | | |
| Ligamentlæsioner ulnarside | | | X | X | | | | | |
| Scaphoideumfraktur | | | X | X | | | | | |
| Scaphoideum pseudoartrose | | | X | | | | | | |
| Instabilitet, især radial side | | | X | | | | | | |
| Parese, især radialside | | | X | | | | | | |
| Erstatning for gipsning | | | X | | | | | | |
| Immobiliseringsbandage | | | | | X | | | | |
| Tendinitis | | | | | | X | X | | |
| Navicular Pseudoarthrose | | | | | | X | X | | X |
| Nervus radialis parese | | | | | | X | X | | |
| Irritationstilstande | | | | | | | | X | X |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage



| Varenr. | 1125 | 2810 | 7151 | 7605 | 7212 | 7053 | 7601 | 7603 |
|-------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| Pris (noter selv) | | | | | | | | |
| Artrose | | | | | X | | | |
| Efter gipsfjernelse | X | | | | | | X | X |
| Distorsioner | X | | | | | | | |
| Tendinitis | | | | | X | | | |
| Irritationstilstande | X | | | | | | | |
| Posttraumatisk | X | | | X | X | | X | X |
| Apopleksi | | | | | | | | |
| Pareser | | | | | | | | |
| Ved hyppige subluxationer | | | | X | X | | X | X |
| Degenerative irritationstilstande | | | | X | | | X | X |
| De Quervain/ seneskedebetændelse | | | | X | | | | |
| Efter frakturer | | | | | X | | | |
| Skader i tomlens rod og grundled | | | | | | X | X | X |
| Ledbåndinsufficiens | | | | | | X | | |
| Begyndende artrose | | | | | | X | X | X |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

| |  MANUDYN® POLLEX |  NEURO-RESTRICT |  MANU-HIT® AIR |  MANU-HIT® AIR T |  MANU-HIT® AIR ROLL |
|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Varenr. | 7657 | 2830 | 7355 | 7356 | 7357 |
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Pris (noter selv) | | | | | |
| Artrose | | | | | |
| Efter gipsfjernelse | | | | | |
| Distorsioner | X | | | | |
| Tendinitis | X | | | | |
| Irritationstilstande | X | | | | |
| Posttraumatisk | X | | X | X | X |
| Apopleksi | | | X | X | X |
| Pareser | | | X | X | X |
| Ved hyppige subluxationer | | | | | |
| Degenerative irritationstilstande | | | | | |
| De Quervain/ seneskedebetændelse | | | | | |
| Efter frakturer | X | | | | |
| Skader i tomlens rod og grundled | X | | | | |
| Ledbåndinsufficiens | X | | | | |
| Begyndende artrose | | | | | |

MANUDYN®

Elastisk håndledsbåndbandage med mulighed for et indstilleligt tryk gennem velcrolukning.

VARENØ.

7057




Silikone pelotte og formbar skinne



Størrelser

| Str. | Mål 6 |
|------|------------|
| XS | 14 - 15 cm |
| S | 15 - 16 cm |
| M | 16 - 17 cm |
| L | 17 - 18 cm |
| XL | 18 - 19 cm |
| XXL | 19 - 21 cm |

Farve

| | |
|--|-------------------------------------|
|  | Sort (lagervare) |
|  | Platin (levering op til 8 hverdage) |
|  | Beige (levering op til 8 hverdage) |

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- Distorsioner
- Seneskedehindebetændelse
- Artrose
- Efter frakturer
- Efter gipsfjernelse

Egenskaber

- Stabilisering af håndled i funktionsstilling
- Formindskelse af belastning af håndrodsknogler og ligamenter
- Aktivering via kompression af det venøse lymfesystem
- Øget blodgennemstrømning og dermed mindskelse af ødem og hæmatom
- Smertereduktion og forbedret håndfunktion

[Køb online her](#)


MANU-HIT®

Håndledsbandage, der er kraftigt stabiliserende og bevægeindskrænkende.

VARENØR.

7035 (voksne)

87035 (børn)



Formbare skinner



Fås til børn

**Størrelser, voksne**

| Str. | Mål 6 |
|------|------------|
| XS | 13 - 15 cm |
| S | 15 - 17 cm |
| M | 17 - 19 cm |
| L | 19 - 22 cm |
| XL | 22 - 25 cm |

Farve

- Sort (lagervare)
- Platin (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Skal bestilles højre eller venstre

Størrelse, børn

| Str. | Mål 6 |
|------|------------|
| K | 12 - 14 cm |

Farve

- Platin (lagervare)

Højre / Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- Efter svære distorsioner
- Seneskedehindebetændelse
- Leddegigt/RA
- Artrose
- Efter gipsfjernelse
- Ved scaphoideum pseudoartrose
- Drophånd
- Lunatummalaci
- Karpaltunnelsyndrom

Egenskaber

- Forstærket stabilisering og bevægeindskrænkning
- Mindskelse af belastning af håndrodknogler, ledkapsler og ligamenter
- Fri bevægelighed af fingre og tommel
- Formbar volar- og dorsalskinne

Køb online her

MANU-X®

Håndledsbandage, der stabiliserer håndrodsknoglerne, og sikrer fri bevægelighed af tommel og øvrige fingre.

VARENØR.

7642

Formbare skinner



Størrelser

Str. Mål 6

1 13 - 17 cm

2 17 - 21 cm

Farve:

■ Sort (lagervare)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Artrose
- Svære distorsioner
- Seneskedehindebetændelse
- Tidlig funktionel skinne til postoperativ behandling efter første bandageskift
- Overbelastningsskader
- Opfølgende behandling efter gipsbandagering
- Konservativ behandling ved de forskellige stadier af aseptisk knoglenekrose i håndrodsknoglerne
- Drophånd

Egenskaber

- Stabiliserende og bevægeindskrænkende
- Mindsker belastning af håndrodsknogler, ledkapsler og ligamenter
- Stabiliserer håndrodsknoglerne, og sikrer fri bevægelighed af tommel og øvrige fingre
- Let åben konstruktion, som følger håndens kontur

[Køb online her](#)

RHIZO-HIT®

Tommelbandage, der bevarer gribefunktionen.

VARENDR.**7610****Formbar skinne****Størrelser**

| Str. | Mål 6 |
|------|------------|
| XS | 13 - 15 cm |
| S | 15 - 17 cm |
| M | 17 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |

Farve:

- Sort (lagervare)
- Platin (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Passer til højre og venstre

Indikationer

- Skader og ledbåndsinstabilitet i området omkring tomlens grundled og rodled (fx. skiskade)
- Artrose i den radiale del af håndroden og MCP 1
- Moderat til svær slidgigt med tydelig subluksation
- De Quervain / seneskedebetændelse efter fraktur

Egenskaber:

- Stabilisering af tommelrod- og grundled
- Begrænsning af bevægelse (ROM) i håndleddet
- Bevarer gribefunktionen

[Køb online her](#)

MANUDYN® SUPREME

MANUDYN SUPREME er en videreudvikling af den klassiske MANUDYN håndledsbandage.

Perforeret og åndbar silikone pelotte anatomisk formet til at aflaste ulna (albuebenet).

Mulighed for indstilleligt tryk med velcrolukning.

Nyudviklet komfortzone sikrer rynkefri fit og ekstra høj komfort under bevægelse.

VARENØR.



7157



Størrelser

| Str. | Mål 6 |
|------|------------|
| XS | 14 - 15 cm |
| S | 15 - 16 cm |
| M | 16 - 17 cm |
| L | 17 - 18 cm |
| XL | 18 - 19 cm |
| XXL | 19 - 21 cm |

Farve

| | |
|--|---------------------------|
|  | Platin/orange (lagervare) |
|  | Blå/orange (lagervare) |

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer





- Distorsioner
- Seneskedehindebetændelse
- Artrose
- Efter frakturer
- Efter gipsbandager

Egenskaber

- Stabilisering af håndled i funktionsstilling
- Formindskelse af belastning af håndrodsknogler og ligamenter
- Aktivering via kompression af det venøse lymfesystem
- Øget blodgennemstrømning og dermed mindskelse af ødem og hæmatom
- Smertereduktion og forbedret håndfunktion

[Køb online her](#)

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

| <p>MANU-HiT® CLASSIC</p> <p>Håndledsbandage med både volar- og dorsalforstærkning.</p> |  | <p>Varenr. 7031 Længde: 18 cm Farve: Sort og beige</p> <p>Varenr: 7032 Længde: 22 cm Farve: Sort</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Str.</th> <th>Mål 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>13 - 15 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>15 - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>17 - 19 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>19 - 22 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>22 - 24 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Str. | Mål 6 | XS | 13 - 15 cm | S | 15 - 17 cm | M | 17 - 19 cm | L | 19 - 22 cm | XL | 22 - 24 cm |
|--|---|--|---|------|-------|----|------------|---|------------|---|------------|---|------------|----|------------|
| Str. | Mål 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| XS | 13 - 15 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 15 - 17 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 17 - 19 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 19 - 22 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| XL | 22 - 24 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MANU-HiT® CARPAL</p> <p>Karpaltunnelbandage med volar silikonepelotte til trykaflasting.</p> |  | <p>Varenr. 7233</p> <p>Farve: Sort og platin</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Str.</th> <th>Mål 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>13 - 15 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>15 - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>17 - 19 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>19 - 22 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>22 - 25 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Str. | Mål 6 | XS | 13 - 15 cm | S | 15 - 17 cm | M | 17 - 19 cm | L | 19 - 22 cm | XL | 22 - 25 cm |
| Str. | Mål 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| XS | 13 - 15 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 15 - 17 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 17 - 19 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 19 - 22 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| XL | 22 - 25 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MANU-HiT® POLLEX</p> <p>Håndledsbandage med tommelstøtte.</p> |  | <p>Varenr. 7645</p> <p>Farve: Platin og sort</p> <p>Længde: 18 cm</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Str.</th> <th>Mål 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>13 - 15 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>15 - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>17 - 19 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>19 - 22 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>22 - 25 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Str. | Mål 6 | XS | 13 - 15 cm | S | 15 - 17 cm | M | 17 - 19 cm | L | 19 - 22 cm | XL | 22 - 25 cm |
| Str. | Mål 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| XS | 13 - 15 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 15 - 17 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 17 - 19 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 19 - 22 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| XL | 22 - 25 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MANU-HiT® POLLEX CLASSIC</p> <p>Håndledsbandage med tommelstøtte.</p> |  | <p>Varenr. 7640</p> <p>Farve: Sort</p> <p>Længde: 18 cm</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Str.</th> <th>Mål 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>13 - 15 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>15 - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>17 - 19 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>19 - 22 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>22 - 25 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Str. | Mål 6 | XS | 13 - 15 cm | S | 15 - 17 cm | M | 17 - 19 cm | L | 19 - 22 cm | XL | 22 - 25 cm |
| Str. | Mål 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| XS | 13 - 15 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 15 - 17 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 17 - 19 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 19 - 22 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| XL | 22 - 25 cm | | | | | | | | | | | | | | |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

MANU-HIT® DIGITUS

Håndledsbandage med hånd- og fingerstøtte.



Varenr. 7333

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Passer både højre og venstre

| Str. | Mål 8 |
|------|------------|
| 1 | 13 - 17 cm |
| 2 | 17 - 21 cm |

MANU-CAST

Immobiliserende håndortose med skinne af plast på volarside.



Varenr. 7214

Farve: Sort/Platin

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

| Str. | Mål 7 |
|------|--------------|
| S | 7 - 9 cm |
| M | 9 - 10 cm |
| L | 10 - 11,5 cm |
| XL | 11,5 - 13 cm |

MANU-CAST® DORSAL

Immobiliserende håndortose med skinne af plast på dorsalside.



Varenr. 7213

Farve: Sort/Platin

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

| Str. | Mål 7 |
|------|--------------|
| S | 7 - 9 cm |
| M | 9 - 10 cm |
| L | 10 - 11,5 cm |

Håndledsstøtte/ WRIST SUPPORT

Simpel håndledsstøtte med volar- skinne.



Varenr. 7033




Farve: Beige

Længde: 18 cm

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

| Str. | Mål 6 |
|------|------------|
| XS | 13 - 15 cm |
| S | 15 - 17 cm |
| M | 17 - 19 cm |
| L | 19 - 22 cm |
| XL | 22 - 25 cm |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p>WRIST SUPPORT</p> <p>Stabiliserende bandage med skinne.</p> |  | <p>Varenr. 7207</p> <p>Farve: Platin og beige</p> <p>Længde: 18 cm</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <p>Str.</p> <p>XS</p> <p>S</p> <p>M</p> <p>L</p> <p>XL</p> | <p>Mål 6</p> <p>13 - 15 cm</p> <p>15 - 17 cm</p> <p>17 - 19 cm</p> <p>19 - 22 cm</p> <p>22 - 25 cm</p> |
| <p>WRIST SUPPORT</p> <p>Simpel bandage med stabiliserende strop samt let indstilleligt velcrobånd.</p> |  | <p>Varenr. 1125</p> <p>Farve: Sort og platin</p> <p>Højre/Venstre: Passer både højre og venstre</p> | <p>Str.</p> <p>ONE-SIZE</p> | |
| <p>MOBILAS® II</p> <p>Innovativt håndlejrings - og mobiliseringssystem.</p> <p>Tager højde for de specielle behov for lejrning og aktivering af arm og hånd til patienter, der er halv-sidige lammede.</p> |  | <p>Varenr. 2810</p> <p>Farve: Sort</p> <p>Højre/Venstre: Passer både højre og venstre</p> | <p>Str.</p> <p>ONE-SIZE</p> | |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

ALLE

KNÆ

ANKEL & FOD

RYG & HOFTE

ALBUE & SKULDER

HÅND & TOMMEL

NAKKE

THUMB SADDLE JOINT BRACE

Tommelbandage.



Varenr. 7151

Perforeret

Farve: Platin/orange og Beige

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Str.

S 15 - 17 cm

M 17 - 19 cm

L 19 - 21 cm

Mål 6

RHIZO-HiT® CLASSIC

Bandage til stabilisering af tomlens rod- og grundled.



Varenr. 7605

Farve: Sort og beige

Højre/Venstre:
Passer både højre og venstre

Str.

S 15 - 17 cm

M 17 - 19 cm

L 19 - 21 cm

Mål 6

RHIZOSPLINT®

Bandage til stabilisering af tomlens rod- og grundled.



Varenr. 7212

Farve: Beige

Højre/Venstre:
Skal bestilles højre eller venstre

Str.

S 15 - 17 cm

M 17 - 19 cm

L 19 - 21 cm

Mål 6

ELASTIC THUMB SUPPORT

Elastisk håndleds- og tommelbandage til stabilisering af tommel.



Varenr. 7053

Farve: Sort, platin og beige

Højre/Venstre:
Passer både højre og venstre

Str.

XS 14 - 15 cm

S 15 - 16 cm

M 16 - 17 cm

L 17 - 18 cm

XL 18 - 19,5 cm

Mål 6

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

| <p>RHIZO-RING®</p> <p>Tommelbandage vel-egnet til brug i forbindelse med hverdagens opgaver. Stabiliserer tommelfingerens rodled.</p> |  | <p>Varenr. 7601</p> <p>Farve: Platin/orange og Beige</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Str.</th> <th>Mål 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>15 - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>17 - 19 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>19 - 21 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Str. | Mål 6 | S | 15 - 17 cm | M | 17 - 19 cm | L | 19 - 21 cm | | | | | | |
|---|---|--|---|------|--------|----|-------------|---|--------------|---|------------|---|------------|----|------------|-----|------------|
| Str. | Mål 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 15 - 17 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 17 - 19 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 19 - 21 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>RHIZO-RING® SOFT</p> <p>Tommelbandage - egnet til brug i forbindelse med hverdagens opgaver.</p> |  | <p>Varenr. 7603</p> <p>Farve: Platin</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Str.</th> <th>Mål 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>15 - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>17 - 19 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>19 - 21 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Str. | Mål 6 | S | 15 - 17 cm | M | 17 - 19 cm | L | 19 - 21 cm | | | | | | |
| Str. | Mål 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 15 - 17 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 17 - 19 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 19 - 21 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MANUDYN® POLLEX</p> <p>Håndledsbandage med ekstra støtte til tommelfingeren.</p> |  | <p>Varenr. 7657</p> <p>Farve: Platin</p> <p>Højre/Venstre: Skal bestilles til højre eller venstre</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Str.</th> <th>Mål 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>14 - 15 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>15 - 16 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>16 - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>17 - 18 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>18 - 19 cm</td> </tr> <tr> <td>XXL</td> <td>19 - 21 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Str. | Mål 6 | XS | 14 - 15 cm | S | 15 - 16 cm | M | 16 - 17 cm | L | 17 - 18 cm | XL | 18 - 19 cm | XXL | 19 - 21 cm |
| Str. | Mål 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS | 14 - 15 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 15 - 16 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 16 - 17 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 17 - 18 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XL | 18 - 19 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXL | 19 - 21 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>NEURO-RESTRICT</p> <p>Immobiliseringsbandage til CIMT behandling</p> <p></p> |  | <p>Varenr. 2830</p> <p>Farve: Sort</p> <p>Højre/Venstre: Passer til højre eller venstre</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Str.</th> <th>Mål 11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>70 - 100 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100 - 130 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Str. | Mål 11 | 1 | 70 - 100 cm | 2 | 100 - 130 cm | | | | | | | | |
| Str. | Mål 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 70 - 100 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 100 - 130 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage

MANU-HIT® AIR

Håndledsbandage med integreret luftkammersystem til mobilisering af håndled og fingre.



Varenr: 7355

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Str.

1

2

Mål 7

8 - 12 cm

10 - 13 cm

MANU-HIT® AIR T

Håndledsbandage med integreret luftkammersystem til mobilisering af håndled, fingre og tommelfinger.



Varenr. 7356

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Str.

1

2

Mål 7

8 - 12 cm

10 - 13 cm

MANU-HIT® AIR ROLL

Håndledsbandage med integreret luftkammersystem til mobilisering af hånd og fingre. Fingrenes stilling kan varieres med regulerbar luftpumpe.



Varenr. 7357

Farve: Sort

Højre/Venstre:
Skal bestilles til højre eller venstre

Str.

ONE SIZE

NAKKE

Bestillingsvarer - Levering op til 8 arbejdsdage



| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Varenr. | 2734-2738 | 2716-2718 |
| Side | Klik på tallet for at gå til varen 80 | 81 |
| Pris (noter selv) | | |

CERVILASTIC®

Anatomisk nakkekrave til brug dag og nat

Støtte til nakken ved skader, operation eller hold i nakken.





Størrelser, voksne

| Str. | Varenr. |
|-------------|---------|
| 4,5 cm høj | 2734 |
| 6,5 cm høj | 2735 |
| 7,5 cm høj | 2736 |
| 9,0 cm høj | 2737 |
| 11,0 cm høj | 2738 |

Længde: 56 cm

Farve


-  Sort/blå (levering op til 8 hverdage)
-  Beige (levering op til 8 hverdage)

Størrelse, børn

| Str. | Varenr. |
|------------|---------|
| 4,5 cm høj | 82734 |
| 6,5 cm høj | 82735 |

Længde: 46 cm

Farve

-  Sort/blå (levering op til 8 hverdage)

VARENØR.

2734-2738 (voksne)

82734-82735 (børn)



Indikationer

- Postoperativ immobilisering af cervicale rygsøjle
- Konservativ behandling ved distorsioner eller hold i nakken
- Piskesmældsskader
- Akut eller kronisk nakkesmerte (f.eks. slidgigt)
- Reumatologiske lidelser i cervicale rygsøjle
- Vertigo (svimmelhed)
- Kroniske nakke-skuldersmerter (Cervikobrakialt syndrom)

Egenskaber

- Støttefunktion med aflastning af halshvirvelsøjlen
- Varmeeffekt der virker afslappende på halsmusklerne
- Anatomisk pasform
- Udskæring til strubebehov
- Nem at tage på med velcrolukning

[Køb online her](#)

CERVI-HIT®

Anatomisk nakkekrave til brug dag og nat.



Nakkestøtte ved skader, operation eller hold i nakken.

Åndbart indlæg med forstærkning.

VARENØ.**2716-2718****Størrelser**

| Str. | Varenr. |
|-------------|---------|
| 7,5 cm høj | 2716 |
| 9,0 cm høj | 2717 |
| 11,0 cm høj | 2718 |

Farve

-  Sort/blå (levering op til 8 hverdage)
-  Beige (levering op til 8 hverdage)

Højre/Venstre

Skal bestilles til højre eller venstre

Indikationer

- Postoperativ immobilisering af cervicale rygsøjle
- Konservativ behandling ved distorsioner eller hold i nakken
- Piskesmældsskader
- Akut eller kronisk nakkesmerte (f.eks. slidgigt)
- Reumatologiske lidelser i cervicale rygsøjle
- Vertigo (svimmelhed)
- Kroniske nakke-skuldresmerter (Cervikobrakialt syndrom)

Egenskaber

- Støttefunktion med aflastning af halshvirvelsøjlen
- Varmeeffekt der virker afslappende på halsmusklerne
- Åndbart forstærkende indlæg
- Anatomisk pasform
- Udkæring til strubehovedet
- Nem at tage på med velcrolukning

[Køb online her](#)

MÅLEGUIDE



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Højde nakke | 13 | Længde rygsojle Målt fra C7 til siddeoverflade |
| 1A | Omkreds hals | 14 | Omkreds lår Målt 15 cm over ledlinien |
| 1B | Højde cervicalstøtte | 15 | Omkreds lår Målt 14 cm over ledlinien |
| 2 | Omkreds midt biceps | 16 | Omkreds knæ |
| 3 | Omkreds albue | 17 | Omkreds underben Målt 14 cm under ledlinien |
| 4 | Omkreds underarm Målt det tykkeste sted | 18 | Smalbensomfang |
| 5 | Længde underarm | 19 | Omkreds ankel Målt over malleolerne |
| 6 | Omkreds håndled | 20 | Omkreds forfod |
| 7 | Bredde hånd Målt over knoerne | 21 | Længde underben Måles fra ca. 2 cm over gulvet til fibula |
| 8 | Længde hånd | 22 | Højde af ankelled Ydre ankel måles fra gulv til midten af laterale malleol |
| 9 | Brystmål | 23 | Omkreds af midten af underarm |
| 10 | Taljemål | | |
| 11 | Livvidde | | |
| 12 | Omkreds bækken | | |

BØRNEORTOPÆDIK – PERFEKT TILPASSET TIL PÆDIATRISK ANATOMI

Specialiseret børnesortiment der passer perfekt til voksende børns anatomi.

GENU-HIT® Side 14

Knæbandagen med de mange anvendelsesmuligheder.

Varenr. 87081

MORBUS-SCHLATTER Side 20

Knæbandagen der er udviklet specifikt til Morbus-schlatter.

Varenr. 87084

MALLEO-HIT® Side 33

Ankelbandagen med kompression, der giver støtte og let stabilitet af hele anklen.

Varenr. 87074

EPIDYN® Side 64

Albuebandage til behandling af både medial og lateral side.

Varenr. 87237

MANU-HIT® Side 80

Håndledsbandage, der er stabiliserende og bevægeindskrænkende

Varenr. 87035

CERVILASTIC® Side 92

Anatomisk nakkekrave til brug dag og nat.

Varenr. 82734-82735





TRIAC II Side 48+59

Rammebandage til opretning af columna til pt. med skoliose.

Varenr. 7310



GENUDYN® CI Side 11+23

Knæbandage med kontrol og dynamisk stabilitet.

Varenr. 7780

GENUDYN® CI NOVEL Side 11+23+24

Videreudvikling af Genudyn CI med innovativt skruesystem til stramning og løsning af stropper.

Varenr. 7785

NEURO ORTOPÆDIK – TIL ETHVERT BEHANDLINGSKONCEPT

Neurologiske produkter der beskytter sårbare strukturer og kompenserer for manglende funktioner. Produkterne optimerer patienternes tilbagevenden til deres hverdag – og til mobilitet.

NEURO-LUX® II Side 62

Funktionel skinne til stabilisering af skulderleddet i tilfælde af slap lammelse.

Varenr. 7261



MOBILAS® II Side 77

Innovativt håndlejrings- og mobiliseringssystem.

Varenr. 2810



NEURO-RESTRICT Side 78+88

Immobiliseringsbandage til CIMT behandling.

Varenr. 2830



NEURODYN® CLASSIC Side 31+38

Bandage til stabilisering af ankelleddet. Meget velegnet til dropfod.

Varenr. 7077



NEURODYN® SPASTIC Side 32+43

Ankelbandage som Neurodyn Classic, her med ekstra forstærkning og støtte.

Varenr. 7803





MANU-HIT® AIR SERIES Side 78+89

Håndledsbandage med integreret luftkammersystem til mobilisering af håndled og fingre.

Varenr. 7355 - 7357



MANU-HIT® DIGITUS Side 85

Håndledsbandage med hånd- og fingerstøtte.

Varenr. 7333



NEURODYN® COMFORT Side 32+44

Dropfodsbandagen, der let kan tages på og af selv med én hånd.

Varenr. 7830



NEURODYN® DYNAM-X ACTIVE Side 32+43

Dropfodsbandage med stor komfort og innovativt magnetlås.

Varenr. 7851

NEURODYN® DYNAM-X FLEX Side 32+43

Videreudvikling af Genudyn CI med innovativt skruesystem til stramning og løsning af stropper.

Varenr. 7852

FÅ HURTIG ADGANG TIL VORES KOMPLETTE SPOLASTIC PRODUKTSORTIMENT

Opret en genvej til vores katalog på din telefon, så du hurtigt kan finde hundredvis af varenumre. Følg vejledningen herunder.


1. Åben kataloget i Safari (iPhone/iPad) eller Chrome (Android) på telefonen:
clinicalinnovation.dk/shop/sporlastic-61c1.html



Scan koden med kameraet hvis du ikke har Chrome installeret på din android telefon.

2. For iPhone/iPad: følg vejledningen på billederne
For Android telefon: Tryk på menuikonet (3 prikker i øverste højre hjørne), og vælg "Tilføj til startskærmen". Skriv "Sporlastic" i tekstinputfeltet, og derefter tilføjer Chrome den til din startskærm.

VEJLEDNING TIL IPHONE/IPAD



Hos Clinical Innovation er det vores mål at levere alt, hvad en klinik for fysioterapi forbruger i den daglige drift eller videresælger til patienter i forbindelse med behandlingen. Bandager indgår som en del af vores sortiment. Som altid er det vigtigt, at vores produkter fungerer i sammenhæng med den fysioterapeutiske behandling, så patienten oplever nedsat smerte, bedre funktion og større bevægelsesfrihed som en ekstra gevinst udover behandlingen.

For at du som behandler kan vejlede patienten i valg af bandage, er det afgørende, at du hurtigt og nemt kan finde det rigtige produkt - mens du er sammen med patienten. Derfor har vi lavet dette opslagsværk, så du på en overskuelig måde kan finde og få de nødvendige informationer om produktet.

Opbygning

- Inddelt i anatomiske afsnit. Eksempelvis Knæ, Ankel & Fod, Ryg & Hofte mv.
- Første side i hvert afsnit indeholder en diagnose-liste for det enkelte produkt. Flere af produkterne har overlappende diagnoser – tommelfingerreglen er: jo flere diagnoser desto mindre specifik er produktet for de enkelte diagnoser. Produkterne er rangeret med det mest anvendte først, herefter det næstmest anvendte osv.

- Vejledning til måltagning og størrelse. Indimellem havner patientens mål mellem to størrelser. I ca. 2/3 af tilfældene er det bedst at vælge den største.
- Er du det mindste i tvivl eller har behov for hjælp, så tøv ikke med at ringe +45 33 79 13 70.

Værd at vide

Clinical Innovation ønsker tryghed for både behandler og patient, derfor er bandager omfattet af vores berømte serviceprogram. Det indbefatter ombytningsret både for klinikken og patienten, dag til dag levering på lagervarer og meget kort leveringstid på bestillingsvarer. Læs eventuelt mere om vores omfattende serviceprogram på vores hjemmeside: www.clinicalinnovation.dk.



SPORLASTIC®

Sporlastic er et tysk highend kvalitetsprodukt, der siden 1970'erne har produceret strikkede bandager. Deres sortiment er i dag et af markedets bredeste og dybeste.

Sporlastic er blandt de største leverandører af bandager i Tyskland og er den hurtigst voksende producent inden for branchen.

Sortimentet dækker over ca. 1.000 varenumre, dækkende alt til knæ, fod, hånd, ankel, albue, specialprodukter til børn og specialprodukter til neurologiske patienter.

Sporlastic er produceret efter økotex 100standarden og indeholder ikke latex.

Silikonepelotterne m.m. er lavet af højkvalitets medicinsk silikone.

Kompressionsklasse II (efter RAL-standard), og strikkemetoden er den lige så velkendte 3D-strik samt den rynkefrie finish.

Indvendige syninger er reduceret til et minimum ved at pelotter mm. er limet indvendigt i produkterne. Produkterne er åndbare og anatomisk udformet for at give optimal komfort og proprioception.