

<b>Produkt gruppe</b>	Power Fuldkernesål
<b>Varens navn</b>	Power Fuldkernesål, 1mm, 0+0
<b>Varens nummer</b>	2001xx
<b>Sålens fordele</b>	Sålen er den tyndeste fuldkerne sål, hvilket gør at den kan ligge i de fleste sko. Sålens fuldkerne giver en større bæreevne samt mulighed for korrektioner helt ude i forfoden.



# SUPERSOLE

*w a l k t h i s w a y*

<b>Overflade materiale</b>	Sort slidstærk syntetisk tekstiloverflade
<b>Stødabsorbering</b>	
<b>Fiberlag</b>	Lettere termoformbart
<b>Gennemgående calcaneus pilotte</b>	Åben celle i uretan skum
<b>CI-Core®</b>	Special behandlet plasttype som er termoformbar og fjedrende
<b>Bundmateriale</b>	Uvævet linned materiale
<b>Lim</b>	Ugiftig varmebehandlet og presset vandlim

<b>Sålens højde forfod</b>	3,06 mm
<b>Sålens højde midtfod</b>	3,06 mm
<b>Sålens højde ved calcaneus</b>	

#### Specielle egenskaber ved denne sål

Sålen er en fuldkerne sål, uden stødabsorbering, hvilket gør den til den tyndeste i Power familien. Sålen er med fuldkerne, som giver den en større bæreevne og mulighed for korrektioner helt ude i forfoden.

#### Hvem har specielt glæde af denne sål

Denne sål er særligt velegnet til personer hvor der ønskes korrektioner helt ude i forfoden. Eller hvor der ønskes en lidt større bæreevne, eller stiv sål. Som f.eks. ved løb, fodboldsko og i dagligdagsskoen.

**Størrelser** Findes i størrelserne 36-50

