

NEW REF. 110006*

REF. EL05

ELECTRIC TREATMENT TABLE

CAMILLA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA

TABLE DE TRAITEMENT ÉLECTRIQUE

LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI

ELEKTRISCHE BEHANDLUNGSLIEGE



195 x 66 cm



49,5 - 94,5 cm



77 kg



Max.

250 kg



2



5 cm - 36 kg/m³



1100061911



1100062411



1100063421



1100063521



MOTOR FUNCTIONS/ FUNCIONES MOTORIZADAS/ FONCTIONS MOTORISÉES/ FUNZIONI MOTORIZZATE/ MOTORISIERTE FUNKTIONEN

- Height/ Altura/ Hauteur/ Altezza/ Höhe: 49,5-94,5 cm
- Trendelenburg 25° - Kyphosis

MANUAL FUNCTIONS/ FUNCIONES MANUALES/ FONCTIONS MANUELLES/ FUNZIONI MANUALI/ MANUELLE FUNKTIONEN


- Adjustable armrests - Headrest (-42° to +45°) and Footrest (0° to +70°) inclination by gas lift
- Reposabrazos ajustables - Reposacabezas (-20° a +45°) y Reposapiés (0° a +70°) por pistón de gas
- Accoudoirs réglables - Dossier (-42° et +45°) et Repose-pied (0° et 70°) par vérin à gaz
- Braccioli regolabili - Poggiatesta (-42° a +45°) e Poggiapiedi (0° a +70°) a gas
- Einstellbare Armlehne - Kopfstütze (-42° bis +45°) und Fußstütze (0° bis +70°) mittels Gasdruckfeder

INCLUDES/ INCLUYE/ INCLUS/ INCLUDE/ ENTHÄLT

- Peripheral switch for height
- Foot controller for Trendelenburg/ Kyphosis
- Breather hole
- 4 retractable big wheels system for easier movement
- Paper roll holder
- Barra perimetral para regular la altura
- Mando de pie para Trendelenburg/ Cifosis
- Reposacabezas con agujero facial
- Sistema de 4 ruedas grandes retráctiles para facilitar el movimiento
- Portarrollos
- Barre périphérique pour régler la hauteur
- Télécommande à pied pour Trendelenburg/ Cyphose
- Repose-tête avec trou visage
- Système de 4 grandes roues rétractables pour faciliter sa mobilité
- Porte-rouleau
- Barra perimetrale per regolare l'altezza

NEW REF. 110006*

REF. EL05



- Pedaliera per Trendelenburg/ Cifosi
- Poggiatesta con foro viso
- Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento
- Portarotolo
- Peripherie-Schalter für Höhenverstellung
- Trendelenburg/ Kyphose-Position Fußfernbedienung
- Gesichtsloch
- 4 großen, einziehbaren Räder um die Beweglichkeit zu erleichtern
- Papierrollenhalter

CERTIFICATIONS/ CERTIFICACIONES/ CERTIFICATIONS/ CERTIFICAZIONI/ ZERTIFIZIERUNGEN

(EU) 2017/745

- Class I Medical Device. European regulation of medical devices
- Dispositivo Médico Clase I. Reglamento Europeo de Productos Sanitarios
- Dispositif Médical de Classe I. Règlement Européen des Dispositifs Médicaux
- Dispositivo Medico di Classe I. Regolamento Europeo dei Dispositivi Medici
- Medizinprodukt der Klasse I. Europäische Verordnung über Medizinprodukte

