

# Lomi Plus


CONFY CARE

TECHNICAL DATA SHEET/ FICHA TÉCNICA/ FICHE TECHNIQUE/ SCHEDE TECNICA/ TECHNISCHE DATEN

**NEW REF. 110007\***

**REF. EL05AR**

ELECTRIC TREATMENT TABLE  
CAMILLA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA  
TABLE DE TRAITEMENT ÉLECTRIQUE  
LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI  
ELEKTRISCHE BEHANDLUNGSLIEGE



195 x 66 cm



49,5 - 94,5 cm



77 kg



**Max.**

250 kg



2



5 cm - 36 kg/m<sup>3</sup>



1100071911



1100072411



1100073421



1100073521



## MOTOR FUNCTIONS/ FUNCIONES MOTORIZADAS/ FONCTIONS MOTORISÉES/ FUNZIONI MOTORIZZATE/ MOTORISIERTE FUNKTIONEN

- Height/ Altura/ Hauteur/ Altezza/ Höhe: 49,5-94,5 cm
- Trendelenburg 25° - Kyphosis

## MANUAL FUNCTIONS/ FUNCIONES MANUALES/ FONCTIONS MANUELLES/ FUNZIONI MANUALI/ MANUELLE FUNKTIONEN

- Adjustable armrests - Headrest (-42° to +45°) and Footrest (0° to +70°) inclination by gas lift
- Reposabrazos ajustables - Reposacabezas (-42° a +45°) y Reposapiés (0° a +70°) por pistón de gas
- Accoudoirs réglables - Dossier (-42° et +45°) et Repose-pied (0° et 70°) par vérin à gaz
- Braccioli regolabili - Poggiatesta (-42° a +45°) e Poggiapiedi (0° a +70°) pistone a gas
- Einstellbare Armlehne - Kopfstütze (-42° bis +45°) und Fußstütze (0° bis +70°) mittels Gasdruckfeder

## INCLUDES/ INCLUYE/ INCLUS/ INCLUDE/ ENTHÄLT

- Peripheral switch for height
- Foot controller for Trendelenburg/ Kyphosis
- Breather hole
- 4 retractable big wheels system for easier movement
- Paper roll holder
- Foldable lateral armrests
- Barra perimetral para regular la altura
- Mando de pie para Trendelenburg/ Cifosis
- Reposacabezas con agujero facial
- Sistema de 4 ruedas grandes retráctiles para facilitar el movimiento
- Portarrollos
- Reposabrazos laterales plegables
- Barre périphérique pour régler la hauteur
- Télécommande à pied pour Trendelenburg/ Cyphose
- Repose-tête avec trou visage
- Système de 4 grandes roues rétractables pour faciliter sa mobilité


# Lomi Plus

CONFY CARE

TECHNICAL DATA SHEET/ FICHA TÉCNICA/ FICHE TECHNIQUE/ SCHEDE TECNICA/ TECHNISCHE DATEN

NEW REF. 110007\*

REF. EL05AR




- Porte-rouleau
- Accoudoirs latéraux pliants
- Barra perimetrale per regolare l'altezza
- Pedaliera per Trendelenburg/ Cifosi
- Poggiatesta con foro viso
- Sistema di 4 grandi ruote retrattili per un facile spostamento
- Portarotolo
- Braccioli laterali pieghevoli
- Peripherie-Schalter für Höhenverstellung
- Trendelenburg/Kyphose-Position Fußfernbedienung
- Gesichtsloch
- 4 großen, einziehbaren Räder um die Beweglichkeit zu erleichtern
- Papierrollenhalter
- Klappbare seitliche Armlehnen

CERTIFICATIONS/ CERTIFICACIONES/ CERTIFICATIONS/  
CERTIFICAZIONI/ ZERTIFIZIERUNGEN

(EU) 2017/745

- Class I Medical Device. European regulation of medical devices
- Dispositivo Médico Clase I. Reglamento Europeo de Productos Sanitarios
- Dispositif Médical de Classe I. Règlement Européen des Dispositifs Médicaux
- Dispositivo Medico di Classe I. Regolamento Europeo dei Dispositivi Medici
- Medizinprodukt der Klasse I. Europäische Verordnung über Medizinprodukte



DDUUEETT®

C Font de la Ventaiola, 1-3 · NAU 3 BIS  
08670 Navàs · Barcelona  
T +34 937378102  
www.dduueett.com